

Testa 400/A

Teste serie 400A

**WATSON
MARLOW**
Pumps

Caratteristiche e vantaggi

- Portate da 30 µl/min. a 30 ml/min
- Alta precisione in formato molto compatto; 31 mm x 48 mm
- Guida a molla per precisione e durata maggiore dei tubi
- Per tubi con spessore parete di 0,85 mm e 0,9 mm
- Compatibile con tubo continuo o elementi tubo
- Testa disponibile in versione standard o ad alta pressione



Specifiche tecniche

	Testa 400/A
Tipo di pompa	Montaggio a pannello
Peso	kg (libbre)
Diametro interno tubo compatibile	0.25, 0.51, 0.76, 1.02, 1.22, 1.52, 2.06 mm
Spessore parete tubo compatibile	0.85 mm

Materiali di costruzione

	Testa 400/A
Gruppo del corpo testa	Acetale (nero), Resina poliestere (PET)
Corpo testa	Acetale (nero)
Gruppo del rullo testa	Acetale (nero)
Gruppo del rotore testa	Acciaio inox, Acetale (nero)

Le informazioni elencate coprono l'intera gamma.

Per le specifiche dettagliate dei singoli modelli/componenti, fare riferimento al manuale dell'utente o contattare il rappresentante della WMFTS.

Disclaimer: Tutte le portate mostrate sono state ottenute pompando acqua a 20 °C (68 °F) con pressioni di aspirazione e di mandata trascurabili. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene e Marprene sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited.

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. GORE e STA-PURE sono marchi registrati di W. L. Gore & Associates. Al momento dell'ordinazione delle pompe e del tubo, specificare il codice prodotto.



wmfts.com/global
10 July 2025