

Kleine EPDM-Dichtungen

EPDM Dichtungen



Merkmale und Vorteile

- Hergestellt gemäß ASME-BPE-Normen
- Konformität mit USP Klasse VI und frei von tierischen Komponenten (ADCF)
- Konform mit den FDA-Vorschriften CFR 21 177.2600
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch lasergravierte Chargennummern
- Hervorragende Steam-in-Place (SIP)-Stabilität mit sauberen Verschlussklemmen und sauberer Entnahme der Dichtung




Technische Eigenschaften

	Kleine EPDM-Dichtungen
Dichtungsart	Nicht geflanscht
Innendurchmesser	10.9 - 16 mm (0.43 - 0.63 Zoll)
Außendurchmesser	21.6 mm (0.85 Zoll)
Größe	0.5, 0.75 Zoll
Menge	25 Stück
Zertifizierung und Konformität	ADCF, USP-Klasse VI
Betriebstemperaturbereiche	21 °C bis 154 °C (-70 °F bis 310 °F)
Halbbarkeitsdauer	5 Jahre

Werkstoffe

	Kleine EPDM-Dichtungen
Werkstoff	EPDM



Artikelnummer	Größe in Zoll	Innendurchmesser (B) Zoll (mm)	Außendurchmesser (A) Zoll (mm)	Menge
42MPE-050-25	1/2	0,43 (10,9)	0,85 (21,6)	25
42MPE-075-25	3/4	0,63 (16,0)	0,85 (21,6)	25

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Limited übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Produkteignung für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung sicherzustellen. Watson-Marlow und WMArchitect sind eingetragene Marken von Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube Applikator und Q-Clamp sind Marken von BioPure Technology Limited. Tri-Clamp ist ein eingetragenes Markenzeichen von Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
 11 July 2025