

Accusil Elements

Accusil 튜빙

Flexicon
Liquid Filling

특징 및 이점

- $\pm 0.5\%$ 의 우수한 디스펜싱 정확도
- 레이저 각인된 부품 번호, 로트 번호 및 사용 날짜별 100% 추적성
- 0.1ml에서 250ml 이상 충전에 적합한 8가지 크기

기술 사양

	Accusil Elements
멸균 방법	EtO, X-ray, 감마, 오토클레이브
오토클레이브 안정성	121°C 30분
감마 안정성	최대 50kGy
보어 크기 범위	1.6 - 8 mm (0.0625 - 0.315 in)
벽 두께	2.4 mm (0.09375 in)
색상	무색
투명도	반투명
파쇄	낮음
작동 온도 범위	-20 °C - 80 °C (-4 °F - 176 °F)
경도, 쇼어 A (5sec)	58 to 64
비중	1.15 g/ml
압축 세트	$\leq 30\%$
보관 수명	5 년

구성 재질

	Accusil Elements
튜브	백금 경화 실리콘
커넥터 재질	PVDF

제품 코드

내경		벽		Double segment kynar Y-element
mm	inch	mm	inch	
1.6	1/16	2.4	3/32	84-510-016
3.2	1/8	2.4	3/32	84-510-032
4.8	3/16	2.4	3/32	84-510-048
6.4	1/4	2.4	3/32	84-510-064
8.0	5/16	2.4	3/32	84-510-080
9.6	3/8	2.4	3/32	84-510-096

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Limited는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 해당 어플리케이션에서 사용하기 위한 제품 적합성을 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. Watson-Marlow 및 WMArchitect는 Watson-Marlow Limited의 등록 상표입니다. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve 및 BioTube 애플리케이션은 BioPure Technology Limited의 상표입니다. Tri-Clamp는 Alfa Laval Corporate AB의 등록 상표입니다. Q-Clamp는 라이선스 하에 사용됩니다.

wmfts.com/global



28 October 2025