

Cabezal 400/M2

Cabezales serie 400/M y N

**WATSON
MARLOW**
Pumps

Características y ventajas

- Diseño compacto de bomba con 2 canales
- Funciona con mangueras con espesor de pared de 1,6 mm y conectores Luer
- Bomba completa con motor o solo como cabezal
- Cabezal disponible en PVDF, para mayor compatibilidad química




Rendimiento de Cabezal 400/M2

Caudales (ml/min.)		
Diámetro interno (mm)	ml/rev	Caudal continuo máx. (ml/min.)
1,6	0,13	65
2,4	0,26	130
3,2	0,41	200
4,0	0,52	260

400/M

Pressure / suction charts

Santoprene tubing @100rpm



Especificaciones técnicas

	Cabezal 400/M2
Número de canales	2
Caudal máximo continuo	260 ml/min
Rangos de temperatura de funcionamiento	-10 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F)
Tipo de bomba	Conjunto en panel
Peso	kg (lb)
Diámetro interno de manguera compatible	1,6, 2,4, 3,2, 4 mm
Espesor de pared de manguera compatible	1,6 mm

