

# EPDM-Standarddichtungen

EPDM Dichtungen



## Merkmale und Vorteile

- Hergestellt gemäß ASME-BPE-Normen
- Konformität mit USP Klasse VI und frei von tierischen Komponenten (ADCF)
- Konform mit den FDA-Vorschriften CFR 21 177.2600
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch lasergravierte Chargennummern
- Hervorragende Steam-in-Place (SIP)-Stabilität mit sauberen Verschlussklemmen und sauberer Entnahme der Dichtung




## Technische Eigenschaften

|                                | EPDM-Standarddichtungen              |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Dichtungsart                   | Nicht geflanscht                     |
| Innendurchmesser               | 22.9 - 147.8 mm (0.9 - 5.82 Zoll)    |
| Außendurchmesser               | 50.3 - 165.4 mm (1.98 - 6.51 Zoll)   |
| Größe                          | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 Zoll         |
| Menge                          | 25 Stück                             |
| Zertifizierung und Konformität | ADCF, USP-Klasse VI                  |
| Betriebstemperaturbereiche     | 21 °C bis 154 °C (-70 °F bis 310 °F) |
| Haltbarkeitsdauer              | 5 Jahre                              |

## Werkstoffe

|           | EPDM-Standarddichtungen |
|-----------|-------------------------|
| Werkstoff | EPDM                    |

## Artikelnummern



| Artikelnummer | Größe in Zoll | Innendurchmesser (B) Zoll (mm) | Außendurchmesser (A) Zoll (mm) | Menge |
|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| 40MPE-100-25  | 1             | 0,90 (22,9)                    | 1,98 (50,3)                    | 25    |
| 40MPE-150-25  | 1 1/2         | 1,40 (35,6)                    | 1,98 (50,3)                    | 25    |
| 40MPE-200-25  | 2             | 1,90 (48,3)                    | 2,52 (64,0)                    | 25    |
| 40MPE-250-25  | 2 1/2         | 2,40 (61,0)                    | 3,05 (77,5)                    | 25    |
| 40MPE-300-25  | 3             | 2,90 (73,7)                    | 3,58 (90,9)                    | 25    |
| 40MPE-400-25  | 4             | 3,87 (98,3)                    | 4,68 (118,9)                   | 25    |
| 40MOE-600-25  | 6             | 5,82 (147,8)                   | 6,51 (165,4)                   | 25    |

---

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Limited übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Produkteignung für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung sicherzustellen. Watson-Marlow und WMArchitect sind eingetragene Marken von Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube Applikator und Q-Clamp sind Marken von BioPure Technology Limited. Tri-Clamp ist ein eingetragenes Markenzeichen von Alfa Laval Corporate AB.



[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)  
11 July 2025