

Kleine Viton-Dichtungen

Viton Dichtungen



Merkmale und Vorteile

- Hergestellt gemäß ASME-BPE-Normen
- Konformität mit USP Klasse VI und frei von tierischen Komponenten (ADCF)
- Konform mit den FDA-Vorschriften CFR21 177.2604
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch lasergravierte Chargennummern
- Verbesserte Beständigkeit gegenüber Hitze, Säuren und Chemikalien
- Optionen mit Fassungslippe (geflanscht) und ohne Fassungslippe (ungeflanscht)
- Viton® ist eine eingetragene Marke der Chemours Company




Technische Eigenschaften

	Kleine Viton-Dichtungen
Dichtungsart	Nicht geflanscht
Innendurchmesser	10.9 - 16 mm (0.43 - 0.63 Zoll)
Außendurchmesser	21.6 mm (0.85 Zoll)
Größe	1/2, 3/4 Zoll
Menge	25 Stück
Zertifizierung und Konformität	ADCF, USP-Klasse VI
Betriebstemperaturbereiche	-23 °C bis 204 °C (-10 °F bis 400 °F)
Haltbarkeitsdauer	5 Jahre

Werkstoffe

	Kleine Viton-Dichtungen
Werkstoff	Viton®



BioPure Viton® Dichtung				
Artikelnummer	Größe in Zoll	AD (A)	ID (B)	Menge
42MPSFY-050-25	1/2	0,85 (21,6)	0,43 (10,9)	25
42MPSFY-075-25	3/4	0,85 (21,6)	0,63 (16,0)	25

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Limited übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Produkteignung für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung sicherzustellen. Watson-Marlow und WMArchitect sind eingetragene Marken von Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube Applikator und Q-Clamp sind Marken von BioPure Technology Limited. Tri-Clamp ist ein eingetragenes Markenzeichen von Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
 11 July 2025