

機能と利点

- $\pm 0.5\%$ の優れた分注精度
- レーザエッチングされた部品番号、ロット番号、使用期限による 100% のトレーサビリティ
- 0.1 ml～250 ml 以上の充填用に 8 種類のサイズが用意されています

技術仕様

	Accusilエレメント
滅菌方法	」を参照してください, X線, オートクレーブ, ガンマ (Gamma
オートクレーブの安定性	121 ° C 30 分
ガンマ線の安定性	最大 50 kGy
口径サイズ範囲	1.6 - 8mm (0.0625 - 0.315in)
壁厚	2.4mm (0.09375in)
色	無色
透過性	透明
スパイレーション	低
動作温度範囲	-20°C～80°C (-4°F～176°F)
硬度、ショアA (5秒)	58 to 64
比重	1.15 g/ml
圧縮セット	≤30 %
保存可能期間	5 年

構成材質

	Accusilエレメント
チューブ	プラチナ硬化シリコン
コネクタ材料	PVDF

製品コード

内径		壁 (Wall)		ダブルセグメントカイナーYエレメント
mm	インチ	mm	インチ	
1.6	1/16	2.4	3/32	84-510-016
3.2	1/8	2.4	3/32	84-510-032
4.8	3/16	2.4	3/32	84-510-048
6.4	1/4	2.4	3/32	84-510-064
8.0	5/16	2.4	3/32	84-510-080
9.6	3/8	2.4	3/32	84-510-096

免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Limitedは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Watson-MarlowおよびWMArchitectはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValveおよびBioTube applicatorは、BioPure Technology Limitedの商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。Q-Clampはライセンスに基づいて使用されます。

wmfts.com/global



28 October 2025