

# Cabezal 400/N4

Cabezales serie 400/M y N

**WATSON  
MARLOW**  
Pumps

## Características y ventajas

- Diseño compacto de bomba con 4 canales
- Funciona con mangueras de 1,0 mm de espesor de pared y accesorios de espiga
- Bomba completa con motor o solo como cabezal
- Cabezal disponible en PVDF, para mayor compatibilidad química




## Rendimiento de Cabezal 400/N4

| Caudales (ml/min.)    |        |                                |
|-----------------------|--------|--------------------------------|
| Diámetro interno (mm) | ml/rev | Caudal continuo máx. (ml/min.) |
| 0,5                   | 0,013  | 7                              |
| 1,0                   | 0,05   | 25                             |
| 2,0                   | 0,18   | 90                             |
| 3,0                   | 0,33   | 150                            |

400/N

Pressure / suction charts

Santoprene tubing @100rpm



## Especificaciones técnicas

|                                         | Cabezal 400/N4                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Número de canales                       | 4                               |
| Caudal máximo continuo                  | 150 ml/min                      |
| Rangos de temperatura de funcionamiento | -10 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F) |
| Tipo de bomba                           | Conjunto en panel               |
| Peso                                    | kg ( lb)                        |
| Diámetro interno de manguera compatible | 0.5, 1, 2, 3 mm                 |
| Espesor de pared de manguera compatible | 1 mm                            |

