

BioTube Applicator

BioTube Applicator



Caratteristiche e vantaggi

- Aumento della qualità e della produttività con l'automazione dell'assemblaggio da tubo a portagomma
- Replica semplice e sicura di complessi processi di assemblaggio manuale
- Realizzazione di un'ampia gamma di applicazioni con combinazioni flessibili di parti di ricambio
- Progettati in modo da non richiedere la lubrificazione IPA e da poter effettuare le connessioni senza danneggiare la parete interna del tubo.
- Conforme agli ultimi standard della direttiva macchine



Specifiche tecniche


	BioTube Applicator
Compatibilità dimensioni tubo/componente	1/8 - 1 poll.
Temperatura di esercizio	Da 5 °C a 40 °C (da 41 °F a 104 °F)
Temperatura di stoccaggio	Da -25 °C a 70 °C (da -13 °F a 158 °F)
Umidità	80% fino a 31 °C (88 °F), con diminuzione lineare fino al 50% a 40 °C (104 °F)
Altitudine max	1000 m (3281 ft)
Pressione aria compressa	5 Bar to 6 Bar (72.5 Psi to 87 Psi)
Avanzamento principale, alimentazione elettrica	100-240 V AC 50-60 Hz
Alimentazione	24 V DC
Amperaggio del fusibile	3 ampere
Peso	25 - 30 kg (55.1 - 66.1 lb)
Norme	CE

Per le specifiche dettagliate consultare il manuale di riferimento del prodotto o contattare il rappresentante WMFTS.

Materiali di costruzione

	BioTube Applicator
Gruppo coperchio	Policarbonato (PC)
Dispositivi per assemblaggio tubi	Poliossimetilene-copolimero
Struttura principale	Poliossimetilene-copolimero
Componenti interni	Acciaio inox, PVC, Rame
Componenti esterni	Acciaio inox, Alluminio, Vetro

Dimensioni



Codici prodotto

Regione geografica	Codice prodotto
Europa	BTA125/625-1-EU
Regno Unito	BTA125/625-1-UK
Cina	BTA125/625-1-CN
America del Nord	BTA125/625-1-US

Disclaimer: le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. È responsabilità dell'utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato nell'applicazione. Watson-Marlow, BioTube e PureWeld XL sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited.



wmfts.com/global
09 December 2025