


400/a の ポンプヘッド

400A シリーズ ポンプヘッド



機能と利点

- 30µl/minから30ml/minまでの流量
- 非常にコンパクトなサイズ（31mm x 48mm）の装置品質
- 高精度で長寿命のチューブを実現するスプリング式トラック
- 0.85 mm および 0.9 mm のチューブ肉厚用
- 連続チューブまたはチューブエレメントと互換性があります
- ポンプヘッドは標準または高圧で使用できます



技術仕様

	400/a の ポンプヘッド
ポンプの種類	パネル取り付け
重さ	kg (lbs)
互換性のあるチューブボアサイズ	0.25, 0.51, 0.76, 1.02, 1.22, 1.52, 2.06 mm
互換性のあるチューブの肉厚	0.85 mm

構成材質

	400/a の ポンプヘッド
ポンプヘッドボディアセンブリ	アセタール（黒）、ポリエステル樹脂（PET）
ポンプヘッドトラック	アセタール（黒）
ポンプヘッドローラーアセンブリ	アセタール（黒）
ポンプヘッドローターアセンブリ	アセタール（黒）、ステンレス鋼

ここに記載されている情報は、すべての範囲を網羅しています。
個々のモデル / コンポーネントの詳細な仕様については、ユーザーマニュアルを参照するか、WMFTS セールスエンジニアにお問い合わせください。

免責条項: 表示されている流量はすべて、吸引ヘッドおよびデリバリーヘッドがゼロの状態での状態で 20 °C（68 °F）で水を移送した場合のもので、Watson-Marlow、Pumpsil、PureWeld XL、BiopreneおよびMarpreneはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。免責条項: 本書に含まれる情報は、正確であると考えられているものの、Watson-Marlow Limitedはこれに含まれる間違いには責任を負わず、事前通知なしで仕様を変更する権利を留保しています。GOREおよびSTA-PUREは、W. L. Gore & Associatesの登録商標です。ポンプおよびチューブをご注文の際は、製品コードをお申しつけください。

wmfts.com/global



10 July 2025

Features and benefits

- CVPLabel1
- label5
- label5
- label5
- label5
- label5
- label5
- label5