

# 标准硅胶 RXPX 系列垫片

硅胶 RXPX 系列垫片



## 特点和优势

- 设计符合 ASME-BPE 标准
- 符合 USP VI 级标准且不含动物源成分 (ADCF)
- 符合 FDA 法规 CFR 21 177 2600
- 通过批号实现产品可追溯性
- ISO 14644-1 7 级洁净室生产和包装
- 单层聚乙烯 (PE) 袋




## 技术规格

|        | 标准硅胶 RXPX 系列垫片                    |
|--------|-----------------------------------|
| 垫片类型   | 非法兰型                              |
| 内径     | 22.9 - 147.8 mm (0.9 - 5.82 in)   |
| 外径     | 50.3 - 165.4 mm (1.98 - 6.51 in)  |
| 尺寸     | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 in        |
| 数量     | 25 PCS                            |
| 认证与合规  | ADCF, ISO 7 级, USP VI 级           |
| 工作温度范围 | -55 °C 至 210 °C (-67 °F 至 410 °F) |
| 保存期限   | 5 年                               |
| 伽马稳定性  | 最大 50 kGy                         |

## 主要材料

|    | 标准硅胶 RXPX 系列垫片 |
|----|----------------|
| 材料 | 铂金硫化硅胶         |

产品代码



| 零件号           | 尺寸 (英寸) | 外径 (英寸) (A)  | 内径 (英寸) (B)  | 数量 |
|---------------|---------|--------------|--------------|----|
| 40RXPX-100-25 | 1       | 1.98 (50.3)  | 0.90 (22.9)  | 25 |
| 40RXPX-150-25 | 1 1/2   | 1.98 (50.3)  | 1.40 (35.6)  | 25 |
| 40RXPX-200-25 | 2       | 2.52 (64.0)  | 1.90 (48.3)  | 25 |
| 40RXPX-250-25 | 2 1/2   | 3.05 (77.5)  | 2.40 (61.0)  | 25 |
| 40RXPX-300-25 | 3       | 3.58 (90.9)  | 2.90 (73.7)  | 25 |
| 40RXPX-400-25 | 4       | 4.68 (118.9) | 3.87 (98.3)  | 25 |
| 40RXPX-600-25 | 6       | 6.51 (165.4) | 5.82 (147.8) | 25 |

免责声明：Watson-Marlow Limited 保留对规格数据作出改动的权利，不再另行通知，如有需求，请联系具体技术人员。用户有责任自行确保产品适合其相关应用。Watson-Marlow 和 WMArchitect 是 Watson-Marlow Limited 的注册商标。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValve、BioTube Applicator 和 Q-clamp 是 BioPure Technology Limited 的商标。Tri-Clamp 是 Alfa Laval Corporate AB 的注册商标。

[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)



13 October 2025