

FPC50

FPC50 : système de remplissage, bouchage et capsulage

Caractéristiques et avantages

- Tubes de transfert de fluide à usage unique et pompe péristaltique pour une validation simple du nettoyage sans contamination croisée
- Prise en charge de la qualification et de la validation
- Temps de changement plus rapide sans pièces spéciales pour les flacons et des pièces au format universel pour les bouchons et les capsules à sertissage standard/à galets
- Contrôles en cours de production (IPC) avec possibilité de contrôle de la pesée en ligne
- Compatible FDA 21 CFR Partie 11
- Rapports par lots
- Compatible avec les composants ISO8362
- Préparé pour les systèmes barrières (RABS) conformément à l'Annexe 1



Spécifications techniques


	FPC50
Volume de remplissage	0.1-100 ml
Précision	jusqu'à $\pm 0,5$ %
Capacité max.	1500 unités/heure
Températures de fonctionnement	5 °C à 25 °C (41 °F à 77 °F)
Branchements électriques	110/230 V c.a., 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz
Consommation	Max 1200 W
Alimentation en air/connexion pneumatique	6 bars (87 psi) selon ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
Consommation d'air	100 max. l/min
Interface	1 signal de sortie 24 V pour la vanne de purge de gaz ; 2 interfaces externes pour compteur de particules, par exemple ; Intégration avec RABS
Poids	400 kg (882 lb)
Taille du flacon	ISO 8362 2R - 100 H
Bouchons	Norme ISO ou Lyo, 13 et 20 mm
Plateaux d'alimentation et de sortie	Largeur/extrémité ouverte min. 200 mm/7,9"-max. 305 mm/12"

La capacité désigne la capacité de débit maximale

Matériaux de construction

	FPC50
Matière	Acier inoxydable, Acier inoxydable AISI316L, Aluminium anodisé, POM, Téflon

Dimension de base (FPC50)



Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes. Watson-Marlow Flexicon A/S décline toute responsabilité en cas d'éventuelle erreur et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. AVERTISSEMENT : Ces produits ne sont pas conçus pour des applications connectées à un patient et ne doivent pas être utilisés à cette fin. WMArchitect et Accusil sont des marques déposées.



wmfts.com/global
06 May 2026