


FC10

테이블탑 스크류 캡핑 기계

Flexicon
Liquid Filling

특징 및 이점


- 소량 생산에 매우 적합
- 스크류 나사산 보틀 캡핑에 일관된 잠금 토크를 제공합니다
- 수동 캡핑으로 인한 반복적인 스트레인 상해로부터 작업자 보호
- 다양한 종류의 캡과 병에 적합합니다
- 보틀이나 캡 사이의 손쉬운 조절 및 교체
- 컴팩트한 설치 공간으로 BSC 또는 LAF 내부에 적합



기술 사양

	FC10
유입 차단	IP31
정격 토크	검은색 스프링 1.0-4.0Nm, 노란색 스프링 0.9-1.8Nm, 녹색 스프링 0.5-1.0Nm, 빨간색 스프링 0.3-0.5Nm
표준	DS/EN ISO 12100 DS/EN 60204 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC
멸균 방법	기화된 과산화수소(VHP) 호환
공급 전원	110/230V AC, 50/60Hz
소비 전력	Max 50 W
공기 공급	ISO 8573-1 2010 [1:4:2]에 따른 6bar (87psi)
중량	12 kg (26 lbs)
패키지 중량	16.1 kg
부속품	캡 도구, 보틀 도구
최대 보틀/바이알 직경	55 mm
최대 보틀/바이알 높이	180 mm
최대 용량	1000 단위/시간

FC10 치수



FS10

단위 mm

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Flexicon A/S는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 경고: 이 제품은 환자와 연결된 용도에 사용하도록 설계되지 않았으므로 그러한 용도로 사용해서는 안 됩니다. WMArchitect 및 Accusil은 등록 상표입니다.

wmfts.com/global



01 June 2026