

Aplicador BioTube

Aplicador BioTube



Recursos e benefícios

- Aumente a qualidade e a produtividade com a automatização da montagem de tubos e pontas e de mangueira
- Reproduza com segurança e facilidade processos de montagem manual complexos
- Obtenha uma vasta gama de aplicações com combinações flexíveis de peças intercambiáveis
- Concebidas de modo a que não seja necessária a lubrificação IPA e que as ligações sejam feitas sem danificar o diâmetro interno da tubagem
- Em conformidade com as mais recentes normas da diretiva relativa a máquinas



Especificações técnicas


	Aplicador BioTube
Compatibilidade de tamanho da mangueira/componente	1/8 - 1 pol
Temperatura de operação máxima	5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
Temperatura de armazenamento	-25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F)
Humidade	80% até 31°C (88°F), diminuindo linearmente para 50% a 40°C (104°F)
Altitude máx.	1000 m (3281 pés)
Pressões do ar comprimido	5 bar a 6 bar (72.5 Psi a 87 Psi)
Abastecimento elétrico principal	100-240 VCA 50-60 Hz
Fonte de alimentação	+24 VCC
Classificação do fusível	3 amps
Peso	25 - 30 kg (55.1 - 66.1 lb)
Normas	CE

Para obter especificações detalhadas consulte o manual de referência do produto ou entre em contacto com o representante da WMFTS.

Materiais de construção

	Aplicador BioTube
Conjunto da tampa	Polícarbonato (PC)
Fixações do conjunto do tubo	Polioximetileno-Copolímero
Estrutura principal	Polioximetileno-Copolímero
Componentes internos	Aço inoxidável, Cobre, PVC
Componentes externos	Aço inoxidável, Alumínio, Vidro

Dimensões



Códigos dos produtos

Região geográfica	Código do produto
Europa	BTA125/625-1-EU
Reino Unido	BTA125/625-1-UK
China	BTA125/625-1-CN
América do Norte	BTA125/625-1-US

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow, BioTube e PureWeld XL são marcas comerciais da Watson-Marlow Limited.



wmfts.com/global
09 December 2025