

FPC60

Envasadora FPC60 totalmente automática

Recursos e benefícios


- Preparado para sistemas com barreira em conformidade com o Anexo 1
- Minimiza o risco de contaminação sem intervenção do operador e com configuração automática
- Enchimento de alta precisão e exatidão a partir de volumes de 0.2-100 ml a até $\pm 0,5\%$
- Reduz o tempo de indisponibilidade, aumenta o tempo de funcionamento sem ferramentas e com uma configuração mínima entre lotes
- Arranque sem resíduos e sem peças formatadas para toda a gama de frascos
- Pista de auditoria completa das alterações feitas pelo operador
- Quadro de acesso digital remoto e de serviços separados



Especificações técnicas

	FPC60
Volume de enchimento	0.2-100 ml
Precisão	até $\pm 0,5\%$
Capacidade máxima	1500 Unidades/hora
Temperatura de operação	5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
Fonte de alimentação	200 V a 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energia	Max 3200 W
Peso	1800 kg (3968 lb)
Tamanho do frasco	Frascos CZ ISO 8362 2R - 100H, 2 mL - 100 mL
Batentes	Norma ISO ou Lyo, 13 mm e 20 mm
Tabuleiros de entrada e saída	Largura do tabuleiro de entrada: 185 mm - 360 mm, Largura do tabuleiro de saída: 180mm - 360mm, alimentação para frascos pré-esterilizados, adaptiQ + EZfill RTU em tabuleiros é opcional

Dimensões FPC60



Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Flexicon A/S não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. ADVERTÊNCIA: Estes produtos não foram projetados para uso, nem devem ser usados, em aplicações conectadas a pacientes. WMArchitect e Accusil são marcas comerciais registradas.



wmfts.com/global
06 May 2026