

# Transfert de fluide - Éléments double-Y étendus

**wm**architect

single-use solutions

Assemblages de transfert de fluides à usage unique

Caractéristiques et avantages

- Traçabilité totale des produits
- Protocoles de validation internes et guides de validation disponibles sur demande
- Configurations standard disponibles pour réduire les délais
- Les assemblages standard peuvent être vendus non-irradiés, irradiés et stériles sur demande
- Utilisation en conjonction avec les pompes péristaltiques Watson-Marlow pour créer une solution de bout-en-bout de gestion des fluides
- Approvisionnements sécurisés grâce au réseau international de fabrication et de distribution de Watson-Marlow



Spécifications techniques

|                             | Transfert de fluide - Éléments double-Y étendus                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Certification et conformité | ISO10993, Sans teneur d'origine animale, USP <788>, USP <85>, USP Classe VI |
| Fabrication                 | ISO 14644-1 classe 7, ISO 9001                                              |
| Stérilité                   | Non-irradié (irradié ou stérile sur demande)                                |

Matériaux de construction

|                       | Transfert de fluide - Éléments double-Y étendus |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Tubes                 | Élastomère thermoplastique, Silicone            |
| Matière du connecteur | Polycarbonate (PC), Polypropylène, PVDF         |

Informations sur la commande



| Référence pièce | Nom de la référence (description)                          | Pompe     | Tête de pompe |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 33-0913-111221  | Élément Pumpsil en Y : Ø int. 3,2x2,4mm - 1 m long -NON    | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111222  | Élément Pumpsil en Y : 3,2x2,4 mm - 1 m long TC-NON        | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111223  | Élément Pumpsil en Y : 3,2x2,4 mm - 1 m long MPC-NON       | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111224  | Élément Pumpsil en Y : 3,2x2,4mm - 1 m long Aseptique-NON  | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111231  | Élément Pumpsil en Y : 4,8x2,4mm - 1 m long ouvert-NON     | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111232  | Élément Pumpsil en Y : 4,8x2,4 mm - 1 m long TC-NON        | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111233  | Élément Pumpsil en Y : 4,8x2,4 mm - 1 m long MPC-NON       | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111234  | Élément Pumpsil en Y : 4,8x2,4mm - 1 m long Aseptique-NON  | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111241  | Élément Pumpsil en Y : 6,4x2,4mm - 1 m long ouvert-NON     | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111242  | Élément Pumpsil en Y : 6,4x2,4 mm - 1 m long TC-NON        | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111243  | Élément Pumpsil en Y : 6,4x2,4 mm - 1 m long MPC-NON       | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111244  | Élément Pumpsil en Y : 6,4x2,4mm - 1 m long Aseptique-NON  | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111251  | Élément Pumpsil en Y : 8,0x2,4 mm - 1 m long ouvert-NON    | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111252  | Élément Pumpsil en Y : 8,0x2,4 mm - 1 m long TC-NON        | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111253  | Élément Pumpsil en Y : 8,0x2,4 mm - 1 m long MPC-NON       | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111254  | Élément Pumpsil en Y : 8,0x2,4mm - 1 m long Aseptique-NON  | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111261  | Élément Pumpsil en Y : 9,6x2,4 mm - 1 m long ouvert-NON    | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111262  | Élément Pumpsil en Y : 9,6x2,4 mm - 1 m long TC-NON        | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111263  | Élément Pumpsil en Y : 9,6x2,4 mm - 1 m long MPC-NON       | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111264  | Élément Pumpsil en Y : 9,6x2,4mm - 1 m long Aseptique-NON  | Série 500 | 505L          |
| 33-0913-111271  | Élément Pumpsil en Y : 8x4 mm - 1 m long ouvert-NON        | Série 600 | 620L          |
| 33-0913-111272  | Élément Pumpsil en Y : 8x4 mm - 1 m long TC-NON            | Série 600 | 620L          |
| 33-0913-111273  | Élément Pumpsil en Y : 8x4 mm - 1 m long MPC-NON           | Série 600 | 620L          |
| 33-0913-111274  | Élément Pumpsil en Y : 8x4mm - 1 m long Aseptique-NON      | Série 600 | 620L          |
| 33-0933-111221  | Élément bioprene en Y : Ø int. 3,2x2,4mm - 1 m long -NON   | Série 500 | 505L          |
| 33-0933-111222  | Élément bioprene en Y : 3,2x2,4 mm - 1 m long TC-NON       | Série 500 | 505L          |
| 33-0933-111223  | Élément bioprene en Y : 3,2x2,4 mm - 1 m long MPC-NON      | Série 500 | 505L          |
| 33-0933-111224  | Élément bioprene en Y : 3,2x2,4mm - 1 m long Aseptique-NON | Série 500 | 505L          |
| 33-0933-111231  | Élément bioprene en Y : 4,8x2,4mm - 1 m long ouvert-NON    | Série 500 | 505L          |
| 33-0933-111232  | Élément bioprene en Y : 4,8x2,4 mm - 1 m long TC-NON       | Série 500 | 505L          |
| 33-0933-111233  | Élément bioprene en Y : 4,8x2,4 mm - 1 m long MPC-NON      | Série 500 | 505L          |
| 33-0933-111234  | Élément bioprene en Y : 4,8x2,4mm - 1 m long Aseptique-NON | Série 500 | 505L          |
| 33-0933-111241  | Élément bioprene en Y : 6,4x2,4mm - 1 m long ouvert-NON    | Série 500 | 505L          |
| 33-0933-111242  | Élément bioprene en Y : 6,4x2,4 mm - 1 m long TC-NON       | Série 500 | 505L          |
| 33-0933-111243  | Élément bioprene en Y : 6,4x2,4 mm - 1 m long MPC-NON      | Série 500 | 505L          |
| 33-0933-111244  | Élément bioprene en Y : 6,4x2,4mm - 1 m long Aseptique-NON | Série 500 | 505L          |
| 33-0933-111261  | Élément bioprene en Y : 9,6x2,4 mm - 1 m long ouvert-NON   | Série 500 | 505L          |
| 33-0933-111262  | Élément bioprene en Y : 9,6x2,4 mm - 1 m long TC-NON       | Série 500 | 505L          |
| 33-0933-111263  | Élément bioprene en Y : 9,6x2,4 mm - 1 m long MPC-NON      | Série 500 | 505L          |
| 33-0933-111264  | Élément bioprene en Y : 9,6x2,4mm - 1 m long Aseptique-NON | Série 500 | 505L          |
| 33-0933-111271  | Élément bioprene en Y : 8x4 mm - 1 m long ouvert-NON       | Série 600 | 620L          |
| 33-0933-111272  | Élément bioprene en Y : 8x4 mm - 1 m long TC-NON           | Série 600 | 620L          |
| 33-0933-111273  | Élément bioprene en Y : 8x4 mm - 1 m long MPC-NON          | Série 600 | 620L          |
| 33-0933-111274  | Élément bioprene en Y : 8x4mm - 1 m long Aseptique-NON     | Série 600 | 620L          |

Les configurations standard ont été conçues en fonction des composants les plus utilisés. Les assemblages figurant dans la liste ne sont pas irradiés avec des extrémités de 1 m de long de chaque côté de l'élément correspondant en double-Y. Les raccords TriClamp ne sont pas fermés et ont une taille standard. Des dessins détaillés avec nomenclature sont disponibles sur demande. Pour toutes les modifications de longueur, la taille ou le type de raccord, ou critères d'irradiation, veuillez contacter votre représentant Watson-Marlow le plus proche.

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes, cependant Watson-Marlow Limited décline toute responsabilité pour toute erreur qu'il pourrait comporter, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'application prévue. Watson-Marlow et WMArchitect sont des marques déposées de Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator et Q-Clamp sont des marques commerciales de BioPure Technology Limited. Tri-Clamp est une marque déposée de Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global  
01 August 2025