

Transferência de fluidos - Elementos de Y duplo estendidos

Conjuntos de transferência de fluidos single-use

Recursos e benefícios

- Rastreabilidade total do produto
- Suporte disponível após solicitação aos protocolos de validação interna e guias de validação
- Configurações padrões disponíveis para ciclos de tempo reduzidos
- Conjuntos padrões vendidos sob solicitação como não irradiados, irradiados e estéreis
- Use em combinação com as bombas peristálticas Watson-Marlow para uma solução de ponta a ponta no gerenciamento de fluido
- Dê segurança com a fabricação global e a rede de suprimentos da Watson-Marlow



Especificações técnicas

	Transferência de fluidos - Elementos de Y duplo estendidos
Certificação e conformidade	ADCF (livre de componente de origem animal), ISO 10993, USP <788>, USP <85>, USP Classe VI
Fabricação	ISO 14644-1 Classe 7, ISO 9001
Esterilidade	Não irradiado (irradiado ou estéril mediante solicitação)

Materiais de construção

	Transferência de fluidos - Elementos de Y duplo estendidos
Mangueiras	Elastômero termoplástico, Silicone
Material do conector	Polycarbonato (PC), Polipropileno, PVDF

Informações do pedido



Código do produto	Nome da peça (descrição)	Bomba	Cabeçote
33-0913-111221	Elemento-Y Pumpsil: 3,2x2,4 mm-1 m, extremidades c/ abertura-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111222	Elemento-Y Pumpsil: 3,2x2,4 mm-1 m, extremidades c/ TC-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111223	Elemento-Y Pumpsil: 3,2x2,4 mm-1 m, extremidades c/ MPC-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111224	Elemento-Y Pumpsil: 3,2x2,4 mm-1 m, extremidades c/ Aseptiquest-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111231	Elemento-Y Pumpsil: 4,8x2,4 mm-1 m, extremidades c/ abertura-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111232	Elemento-Y Pumpsil: 4,8x2,4 mm-1 m, extremidades c/ TC-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111233	Elemento-Y Pumpsil: 4,8x2,4 mm-1 m, extremidades c/ MPC-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111234	Elemento-Y Pumpsil: 4,8x2,4 mm-1 m, extremidades c/ Aseptiquest-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111241	Elemento-Y Pumpsil: 6,4x2,4 mm-1 m, extremidades c/ abertura-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111242	Elemento-Y Pumpsil: 6,4x2,4 mm-1 m, extremidades c/ TC-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111243	Elemento-Y Pumpsil: 6,4x2,4 mm-1 m, extremidades c/ MPC-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111244	Elemento-Y Pumpsil: 6,4x2,4 mm-1 m, extremidades c/ Aseptiquest-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111251	Elemento-Y Pumpsil: 8,0x2,4 mm-1 m, extremidades c/ abertura-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111252	Elemento-Y Pumpsil: 8,0x2,4 mm-1 m, extremidades c/ TC-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111253	Elemento-Y Pumpsil: 8,0x2,4 mm-1 m, extremidades c/ MPC-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111254	Elemento-Y Pumpsil: 8,0x2,4 mm-1 m, extremidades c/ Aseptiquest-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111261	Elemento-Y Pumpsil: 9,6x2,4 mm-1 m, extremidades c/ abertura-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111262	Elemento-Y Pumpsil: 9,6x2,4 mm-1 m, extremidades c/ TC-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111263	Elemento-Y Pumpsil: 9,6x2,4 mm-1 m, extremidades c/ MPC-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111264	Elemento-Y Pumpsil: 9,6x2,4 mm-1 m, extremidades c/ Aseptiquest-não irradiado	Série 500	505L
33-0913-111271	Elemento-Y Pumpsil: 8x4 mm-1 m, extremidades c/ abertura-não irradiado	Série 600	620L
33-0913-111272	Elemento-Y Pumpsil: 8x4 mm-1 m, extremidades c/ TC-não irradiado	Série 600	620L
33-0913-111273	Elemento-Y Pumpsil: 8x4 mm-1 m, extremidades c/ MPC-não irradiado	Série 600	620L
33-0913-111274	Elemento-Y Pumpsil: 8x4 mm-1 m, extremidades c/ Aseptiquest-não irradiado	Série 600	620L
33-0933-111221	Elemento-Y Bioprene: 3,2x2,4 mm-1 m, extremidades c/ abertura-não irradiado	Série 500	505L
33-0933-111222	Elemento-Y Bioprene: 3,2x2,4 mm-1 m, extremidades c/ TC-não irradiado	Série 500	505L
33-0933-111223	Elemento-Y Bioprene: 3,2x2,4 mm-1 m, extremidades c/ MPC-não irradiado	Série 500	505L
33-0933-111224	Elemento-Y Bioprene: 3,2x2,4 mm-1 m, extremidades c/ Aseptiquest-não irradiado	Série 500	505L
33-0933-111231	Elemento-Y Bioprene: 4,8x2,4 mm-1 m, extremidades c/ abertura-não irradiado	Série 500	505L
33-0933-111232	Elemento-Y Bioprene: 4,8x2,4 mm-1 m, extremidades c/ TC-não irradiado	Série 500	505L
33-0933-111233	Elemento-Y Bioprene: 4,8x2,4 mm-1 m, extremidades c/ MPC-não irradiado	Série 500	505L
33-0933-111234	Elemento-Y Bioprene: 4,8x2,4 mm-1 m, extremidades c/ Aseptiquest-não irradiado	Série 500	505L
33-0933-111241	Elemento-Y Bioprene: 6,4x2,4 mm-1 m, extremidades c/ abertura-não irradiado	Série 500	505L
33-0933-111242	Elemento-Y Bioprene: 6,4x2,4 mm-1 m, extremidades c/ TC-não irradiado	Série 500	505L
33-0933-111243	Elemento-Y Bioprene: 6,4x2,4 mm-1 m, extremidades c/ MPC-não irradiado	Série 500	505L
33-0933-111244	Elemento-Y Bioprene: 6,4x2,4 mm-1 m, extremidades c/ Aseptiquest-não irradiado	Série 500	505L
33-0933-111261	Elemento-Y Bioprene: 9,6x2,4 mm-1 m, extremidades c/ abertura-não irradiado	Série 500	505L
33-0933-111262	Elemento-Y Bioprene: 9,6x2,4 mm-1 m, extremidades c/ TC-não irradiado	Série 500	505L
33-0933-111263	Elemento-Y Bioprene: 9,6x2,4 mm-1 m, extremidades c/ MPC-não irradiado	Série 500	505L
33-0933-111264	Elemento-Y Bioprene: 9,6x2,4 mm-1 m, extremidades c/ Aseptiquest-não irradiado	Série 500	505L
33-0933-111271	Elemento-Y Bioprene: 8x4 mm-1 m, extremidades c/ abertura-não irradiado	Série 600	620L
33-0933-111272	Elemento-Y Bioprene: 8x4 mm-1 m, extremidades c/ TC-não irradiado	Série 600	620L
33-0933-111273	Elemento-Y Bioprene: 8x4 mm-1 m, extremidades c/ MPC-não irradiado	Série 600	620L
33-0933-111274	Elemento-Y Bioprene: 8x4 mm-1 m, extremidades c/ Aseptiquest-não irradiado	Série 600	620L

As configurações padrão foram concebidas com base na maioria dos componentes utilizados. Os conjuntos listados não foram irradiados e têm extremidades prolongadas de 1 metro de comprimento em cada lado do elemento Y duplo correspondente. As conexões Tricomp estão destampadas e em tamanho padrão. Os desenhos detalhados com lista de materiais estão disponíveis após solicitação. Para quaisquer necessidades de modificações no comprimento, tipo/tamanho da conexão ou irradiação, fale com seu representante Watson-Marlow local.

Iserção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do usuário garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow e WMArchitect são marcas comerciais registradas da Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator e Q-Clamp são marcas comerciais da BioPure Technology Limited. Tri-Clamp é marca registrada da Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
01 August 2025