

FLEXMAG 4050 C

debietmeter



KROHNE FLEXMAG 4050 C debietmeter

Kenmerken en voordelen


- Elektromagnetische debietmeters bieden een superieure nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Controleer het precieze debiet van compatibele Watson-Marlow pompen
- Eenvoudige integratie in speciale puresu single-use systemen om de productkwaliteit te garanderen



FLEXMAG 4050 C debietmeter prestaties

ID-nummer en binnendiameter van de stromingsbuis	Zender	Bereik debietmeter (l/min)	Meetafwijkingen voor bereik en sensor van de debietmeter		Meetafwijkingen voor bereik en sensor van de debietmeter		Watson-Marlow cased pompen
Binnendiameter 6,4 mm (1/4 inch)	Klein	0,015 tot 3 l/min.	0,1 tot 1 l/min.	tot 3,5%	1 tot 3 l/min.	tot 1,35%	530
Binnendiameter 9,6 mm (3/8 inch)	Middel	0,07 tot 14 l/min.	0,2 tot 2 l/min.		2 tot 14 l/min.		630
Binnendiameter 12,7 mm (1/2 inch)	Middel	0,1 tot 20 l/min.	0,4 tot 4 l/min.		4 tot 20 l/min.		530
Binnendiameter 19,0 mm (3/4 inch)	Groot	0,3 tot 62 l/min.	0,9 tot 8,5 l/min.		8,5 tot 62 l/min.		630
Binnendiameter 25,4 mm (1 inch)	Groot	0,5 tot 75 l/min.	1,5 tot 15 l/min.		15 tot 75 l/min.		730
							730

Figure 1: Accuracy and Flow Performance



Technische specificaties


	FLEXMAG 4050 C debietmeter
Bedrijfstemperatuur	2 °C tot 45 °C
Bedrijfstemperatuur	36 tot 113°F °F
Opslagtemperatuurbereik	-40 °F tot 140 °F
Opslagtemperatuurbereik	-40 °C tot 60 °C
Maximale werkdruk	4 bar (58 psi)
Bescherming tegen indringen van vuil	IP54
Voeding	+24V DC
Gewicht	0.39 - 0.46 kg (0.86 - 1.01 lbs)
Opbrengstbereik	0.015 l/min tot 75 l/min
Pulsuitgang	0 to 1000 Hz
Min. vereiste vloeistofgeleidbaarheid	≥20 µs/cm.
Steriliteit	Stromingsbuizen en zakken zijn gammasteriliseerbaar tot 50 kGy en autoclaveerbaar tot 121°C gedurende 30 min.
Connector	M12 8-polig
Kabel	Incl. 2 m kabel Zender uiteinde: M12 8-polige connector gemonteerd. Besturing uiteinde: niet afgewerkt.
Certificatie en compliance	BSE-/TSE-vrij, FDA 21 CFR 177, USP klasse VI

Klein: 0,40 kg (0,88 lbs), Gemiddeld: 0,39 kg (0,86 lbs), groot: 0,46 kg (1,01 lbs)

Constructie materialen

	FLEXMAG 4050 C debietmeter
Materiaal van de behuizing	Acrylonitril-butadien-styreen (ABS), Polycarbonaat (PC)
Bevochtigd materiaal	Hastelloy C22, Polysulfon (UDEL 1700)

FLEXMAG 4050 C debietmeter Afmetingen



Zenderafmetingen							
Nominale afmetingen	L	W	H	a	b	c	d
Groot	160 mm (6,30 in)	100 mm (3,94 in)	60 mm (2,36 in)	23 mm (0,91 in)	42 mm (1,65 in)	100 mm (3,94 in)	59 mm (2,32 in)
Middel	139 mm (5,47 in)	90 mm (3,54 in)	48 mm (1,89 in)	23 mm (0,91 in)	33 mm (1,30 in)	82 mm (3,23 in)	66 mm (2,60 in)
Klein	144 mm (5,67 in)	90 mm (3,54 in)	48 mm (1,89 in)	28 mm (1,10 in)	33 mm (1,30 in)	94 mm (3,70 in)	66 mm (2,60 in)

Diameter van alle montagegaten: 5,2 mm x 8,2 mm (0,20 in x 0,32 in). 2 extra montagegaten voor grote zender: c2 = 41 mm (1,61 in); d2 = 84 mm (3,31 in)

Afmetingen stromingsbuis							
Nominale afmetingen	L	W	H	d1	d2	e	
ID 1/4"	70 mm (2,76 in)	22 mm (0,87 in)	17 mm (0,67 in)	8,5 mm (0,33 in)	6,0 mm (0,24 in)	16,6 mm (0,65 in)	
ID 3/8"	95 mm (3,74 in)	30 mm (1,18 in)	25 mm (0,98 in)	12,6 mm (0,50 in)	9,2 mm (0,36 in)	25,6 mm (1,01 in)	
ID 1/2"	95 mm (3,74 in)	30 mm (1,18 in)	25 mm (0,98 in)	16,9 mm (0,67 in)	12,5 mm (0,49 in)	25,6 mm (1,01 in)	
ID 3/4"	125 mm (4,92 in)	45 mm (1,77 in)	41 mm (1,61 in)	23,4 mm (0,92 in)	19,0 mm (0,75 in)	36,0 mm (1,42 in)	
ID 1"	140 mm (5,51 in)	45 mm (1,77 in)	41 mm (1,61 in)	29,9 mm (1,18 in)	25,4 mm (1,00 in)	44,0 mm (1,73 in)	

Transmitter

0

F

9

.

4

0

5

0

.

•

1

0

Transmitter size

S: Small
M: Medium
L: Large

Flow tubes (Box of 10)

9

9

1

.

4

0

5

0

.

•

•

•

Flow tube bore

064: 6.4 mm
096: 9.6 mm
127: 12.7 mm
190: 19.0 mm
254: 25.4 mm

FLEXMAG-debietmeters zijn leverbaar in combinatie met pompen met behuizing uit de 530-, 630- en 730 serie en zijn geïntegreerd met WMArchitect assemblages. Extra functies beschikbaar in combinatie met En/Pn pompen. Deze producten zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar.

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn. Watson-Marlow Limited kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Watson-Marlow, BioTube en PureWeld XL zijn handelsmerken van Watson-Marlow Limited.



wmfts.com/global
10 July 2025