

# FlatBioEndCap

FlatBioEndCap



## Características y ventajas

- Números de lote grabados indeleblemente para su total trazabilidad
- Aptos para esterilización en autoclave y radiación gamma



## Especificaciones técnicas

|                                    | FlatBioEndCap                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Presión máx. de operación          | 4 bar (58 psi)                                               |
| Rangos de temperatura del fluido   | 5 °C a 40 °C (40 °F a 104 °F)                                |
| Rangos de temperatura de operación | -5 °C a 40 °C (23 °F a 104 °F)                               |
| Estabilidad en autoclave           | 121 °C, 30 minutos                                           |
| Estabilidad a la radiación gamma   | 50 kGy                                                       |
| Vida útil                          | 5 años                                                       |
| Certificación y cumplimiento       | ADCF, ISO 10993, ISO 14644-1 Clase 7, ISO 9001, USP clase VI |
| Tamaño de TC                       | 1/2-3/4 TC - 2 1/2 TC pulg                                   |
| Cantidad                           | 10 unidades                                                  |

## Materiales de construcción

|          | FlatBioEndCap |
|----------|---------------|
| Material | PP natural    |

## Códigos de productos

| Número de parte | Tamaño         | Tamaño de la brida | Material   |
|-----------------|----------------|--------------------|------------|
| PPEC05000750FC  | TC 1/2" - 3/4" | 1/2" - 3/4"        | PP natural |
| PPEC10001500FC  | TC 1" - 1 1/2" | 1" - 1 1/2"        | PP natural |
| PPEC2000FC      | TC 2"          | 2"                 | PP natural |
| PPEC2500FC      | TC de 2 1/2"   | 2 1/2"             | PP natural |

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario asegurar la idoneidad del producto para el uso con su aplicación concreta. Watson-Marlow y WMArchitect son marcas registradas de Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator y Q-Clamp son marcas registradas de BioPure Technology Limited. Triclamp es una marca registrada de Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global  
11 July 2025