

Petits joints en silicone

5000



Joints en silicone série 5000

Caractéristiques et avantages

- Numéros de lot gravés au laser pour une traçabilité totale des matériaux (version non gravée au laser également disponible)
- Conception conforme aux normes ASME-BPE
- Conformité USP classe VI et sans composant d'origine animale (ADCF)
- Conforme aux réglementations de la FDA CFR21 177.2600
- Stable à la gamma irradiation et autoclavable.
- Relargage très faible.
- Conditionnement en double sachet thermosoudés.




Spécifications techniques

	Petits joints en silicone 5000
Type de joint	Non bridé
Plages de diamètres intérieurs	10.9 - 16 mm (0.43 - 0.63 pouces)
Plages de diamètres extérieurs	21.6 mm (0.85 pouces)
Taille	0.5, 0.75 pouces
Quantité	25 PCS
Certification et conformité	ISO 10993, ISO Classe 7, Ph. Eur. 3.1.9, Sans teneur d'origine animale, USP <788>, USP <85>, USP <87>, USP Classe VI
Plages de températures de service	-55 °C à 210 °C (-67 °F à 410 °F)
Durée de vie	5 ans
Stabilité gamma	50 kGy max

Matériaux de construction

	Petits joints en silicone 5000
Matière	Silicone catalysé platine

Codes produit



Joint BioPure haute pureté en silicone catalysé platine — Gravé au laser				
Référence	Taille (pouces)	Diam. ext. (pouces) (A)	Diam. int. (pouces) (B)	Quantité
5001.0050.025	1/2	0,85 (21,6)	0,43 (10,9)	25
5001.0075.025	3/4	0,85 (21,6)	0,63 (16,0)	25
Joint BioPure haute pureté en silicone catalysé platine				
Référence	Taille (pouces)	Diam. ext. (pouces) (A)	Diam. int. (pouces) (B)	Quantité
5201.0050.025	1/2	0,85 (21,6)	0,43 (10,9)	25
5201.0075.025	3/4	0,85 (21,6)	0,63 (16,0)	25

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes, cependant Watson-Marlow Limited décline toute responsabilité pour toute erreur qu'il pourrait comporter, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'application prévue. Watson-Marlow et WMArchitect sont des marques déposées de Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator et Q-Clamp sont des marques commerciales de BioPure Technology Limited. Tri-Clamp est une marque déposée de Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
05 November 2025