

# PF22/QC22

PF22 Máquina de envase peristáltico

**Flexicon**  
Liquid Filling


## Recursos e benefícios

- Volumes de envase de 5-5000 ml com precisão de  $\pm 0,5\%$
- A troca da via de fluido pode ser feita em menos de um minuto
- Precisão de enchimento constante, evitando excesso de enchimento dispendioso
- Sem formação de espuma, respingos ou gotejamentos entre os envases
- Ausência de contaminação mútua



## Desempenho PF22/QC22

PF22 – capacity diagram (based on water)




## Especificações técnicas

|                                 | PF22/QC22                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume de envase                | 5-5000 ml                                                                                              |
| Precisão                        | $\pm 0,5\%$                                                                                            |
| Proteção de entrada             | IP31                                                                                                   |
| Fonte de alimentação            | 110/230 V CA, 50/60 Hz                                                                                 |
| Consumo de energia              | Max 350 W                                                                                              |
| Peso                            | 25 kg (55 lb)                                                                                          |
| Acessórios                      | Bocais de envase, tubos, suporte de envase, sistema pneumático de bocal de mergulho, pedal, impressora |
| Tamanho de mangueira compatível | D.I. 3,0 a 12,5 mm                                                                                     |

**Materiais de construção**

|                                | PF22/QC22                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Gabinete                       | Aço inoxidável AISI 304, Alumínio anodizado |
| Conjunto do corpo do cabeçote  | Alumínio anodizado                          |
| Conjunto do rolete do cabeçote | Aço inox 304, Alumínio anodizado            |

**Dimensões PF22/QC22**



Dimensions in mm/inch

Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Flexicon A/S não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. ADVERTÊNCIA: Estes produtos não foram projetados para uso, nem devem ser usados, em aplicações conectadas a pacientes. WMArchitect e Accusil são marcas comerciais registradas.



wmfts.com/global  
 01 June 2026