

Guarnizioni in EPDM standard



Guarnizioni in EPDM

Caratteristiche e vantaggi

- Progettazione a norma ASME-BPE
- Conformità a USP Classe VI e assenza di componenti di origine animale garantita (ADCF)
- Conformità alle norme FDA CFR 21 177.2600
- Numerazione del lotto per consentire la tracciabilità del prodotto
- Altissima resistenza alla sterilizzazione steam-in-place (SIP) con facile rimozione della guarnizione dalla ghiera




Specifiche tecniche

	Guarnizioni in EPDM standard
Tipo guarnizione	Non flangiato
Diametro interno	22.9 - 147.8 mm (0.9 - 5.82 pollici)
Diametro esterno	50.3 - 165.4 mm (1.98 - 6.51 pollici)
Dimensioni	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 poll.
Quantità	25 PZ
Certificazione e conformità	ADCF, USP Classe VI
Gamme di temperatura di esercizio	Da 21 °C a 154 °C (da -70 °F a 310 °F)
Durata di conservazione	5 anni

Materiali di costruzione

	Guarnizioni in EPDM standard
Materiale	EPDM

Codici prodotto



Codice	Dimensioni in pollici	I.D (B) pollici (mm)	O.D (A) pollici (mm)	Quantità
40MPE-100-25	1	0,90 (22,9)	1,98 (50,3)	25
40MPE-150-25	1 1/2	1,40 (35,6)	1,98 (50,3)	25
40MPE-200-25	2	1,90 (48,3)	2,52 (64,0)	25
40MPE-250-25	2 1/2	2,40 (61,0)	3,05 (77,5)	25
40MPE-300-25	3	2,90 (73,7)	3,58 (90,9)	25
40MPE-400-25	4	3,87 (98,3)	4,68 (118,9)	25
40MOE-600-25	6	5,82 (147,8)	6,51 (165,4)	25

Disclaimer: le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. È responsabilità dell'utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato nell'applicazione. Watson-Marlow e WMArchitect sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, l'applicatore BioTube e Q-clamp sono marchi di BioPure Technology Limited. Tri-Clamp è un marchio registrato di Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
11 July 2025