


Tankventil manuell, Antrieb der AJS Serie

Manuelle Tankventilantriebe

Merkmale und Vorteile

- Hygienische Ausführungen mit lasergravierten Seriennummern auf dem Antriebsgehäuse unterstützen die lückenlose Rückverfolgbarkeit und GMP
- Edelstahlausführung für hohe Beanspruchung
- Manuelle Steuerungsoptionen für Ihre Prozessanforderungen
- Positionsanzeiger Geöffnet/Geschlossen
- PTFE-Hülsen und EPDM-O-Ringe für eine lange Lebensdauer
- Einfache Montage von Schaltern verschiedener Hersteller




Technische Eigenschaften

	Tankventil manuell, Antrieb der AJS Serie
Größen	0,5", 1,0", 1,5", 2,0", 3,0", 4,0"
Positionsanzeige	Positionsanzeige für die optische Bestätigung der Ventilposition, Steigende Spindel
Maximaler Betriebsdruck	10 bar (150 psi)
Betriebstemperatur	Bis zu 135 °C (275 °F)
Kompatible Ventile	Weirless Radial diaphragm Standard-Tankventile (90 Grad)
Zertifizierung und Konformität	ISO 9001
Normen	3-A, ASME BPE, CE-PED

Werkstoffe

	Tankventil manuell, Antrieb der AJS Serie
Gehäuse	Edelstahl 304, Schwarzes eloxiertes Aluminium
Antriebswelle	Gall-Tough® Edelstahl, Nitronic 60 Edelstahl
O-Ring	EPDM
Dichtungen	EPDM
Lager	Edelstahl, Nylon

Tankventil manuell, Antrieb der AJS Serie – Maße



Manual

Größe	A mm (Zoll)	B mm (Zoll)	Max. Entf. mm (Zoll)	Gewicht (mit Kunststoffgriff) in kg (lb)	Erforderlicher Freiraum zum Entfernen in mm (Zoll)
0,5	61,0 (2,4)	50,8 (2,0)	5,6 (0,2)	0,5 (1,1)	86,4 (3,4)
1,0	71,1 (2,8)	76,2 (3,0)	7,9 (0,3)	1,0 (2,2)	104,1 (4,1)
1,5	99,1 (3,9)	76,2 (3,0)	14,2 (0,6)	1,1 (2,4)	142,2 (5,6)
2,0	111,8 (4,4)	119,4 (4,7)	14,2 (0,6)	2,1 (4,7)	142,2 (5,6)
3,0	111,8 (4,4)	119,4 (4,7)	19,8 (0,8)	2,1 (4,7)	193,0 (7,6)
4,0	139,7 (5,5)	165,1 (6,5)	25,4 (1,0)	6,2 (13,7)	246,4 (9,7)

Artikelnummern

Produktnummer	Produktbeschreibung
MN05	Manueller AJS Antrieb für Radialtankventil mit freiem Durchgang, 0,5"
MN10	Manueller AJS Antrieb für Radialtankventil mit freiem Durchgang, 1,0"
MN17	Manueller AJS Antrieb für Radialtankventil mit freiem Durchgang, 1,5"
MN20	Manueller AJS Antrieb für Radialtankventil mit freiem Durchgang, 2,0"
MN30	Manueller AJS Antrieb für Radialtankventil mit freiem Durchgang, 3,0"
MN40	Manueller AJS Antrieb für Radialtankventil mit freiem Durchgang, 4,0"

Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gelten als richtig, wobei ASEPCO keine Haftung für eventuelle Fehler übernimmt und sich das Recht vorbehält, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Produkteignung für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung sicherzustellen. Radial Diaphragm ist ein Warenzeichen der ASEPCO Corporation. Tri-Clamp ist ein eingetragenes Markenzeichen von Alfa Laval Corporate AB. Ein Unternehmen von Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, einem Unternehmen der Spirax-Sarco Engineering plc.



wmfts.com/global
09 July 2026