

BioTube Applicator

BioTube Applicator



Recursos e benefícios

- Maior qualidade e produtividade com a automação da montagem do tubo no bico da mangueira
- Replique com segurança e facilidade os processos complexos da montagem manual
- Obtenha uma ampla variedade de aplicações com combinações flexíveis de peças intercambiáveis
- Projetado para que a lubrificação IPA não seja necessária e as conexões sejam feitas sem danos ao diâmetro interno da mangueira
- Conformidade com as normas mais recentes da diretiva de maquinários



Especificações técnicas


	BioTube Applicator
Compatibilidade de tamanho da mangueira/componente	1/8 - 1 pol
Temperatura de trabalho	5°C a 40°C (41°F a 104°F)
Temperatura de armazenamento	-25°C a 70°C (-13°F a 158°F)
Umidade	80% até 31°C (88°F), diminuindo linearmente para 50% a 40°C (104°F)
Altitude máxima	1000 m (3281 ft)
Pressão de ar comprimido	5 bar a 6 bar (72.5 Psi a 87 Psi)
Alimentação principal, alimentação elétrica	100-240 V CA 50-60 Hz
Fonte de alimentação	+24 VCC
Fusível	3 amps
Peso	25 - 30 kg (55.1 - 66.1 lb)
Normas	CE

Para obter especificações detalhadas, consulte o manual de referência do produto ou entre em contato com o representante da WMFTS.

Materiais de construção

	BioTube Applicator
Conjunto da tampa	Policarbonato (PC)
Fixadores para montagem de mangueira	Copolímero de polioximetileno
Estrutura principal	Copolímero de polioximetileno
Componentes internos	Aço inox, Cobre, PVC
Componentes externos	Aço inox, Alumínio, Vidro

Dimensões



Códigos de produto

Região geográfica	Código
Europa	BTA125/625-1-EU
Reino Unido	BTA125/625-1-UK
China	BTA125/625-1-CN
América do Norte	BTA125/625-1-US

Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do usuário garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow, BioTube e PureWeld XL são marcas comerciais da Watson-Marlow Limited.



wmfts.com/global
09 December 2025