

Qdos HI-FLOホースコネクタ キット



Qdosホースコネクタキット

機能と利点

- 優れた柔軟性と耐久性
- 完全に圧着され、流体静力学的に圧力試験済みのソリューション
- 腐食性化学物質、酸およびアルカリと使用するための化学的適合性
- 周囲温度の変動に対応



技術仕様

	Qdos HI-FLOホースコネクタキット
公称ボアサイズ	25.4 mm (1 インチ)
実際のボアサイズ	25.4 mm (1 インチ)
長さ	0.75 - 1.5 m (2.46 - 4.92 フィート)
外径	37.7 mm (1.48 インチ)
最大使用圧力	7 bar (102 psi)
バースト圧	28 bar (406 psi)
製造元試験圧力	14 bar (204 psi)
認証および準拠	EC 1935/2004, EN16643:2016
動作温度	5 °C 終了 45 °C (41 °F 終了 113 °F)
バンド半径	150 mm (5.9 インチ)
保存可能期間	5 年
単位長さあたりの重量	(
カバー	なし
継手	1.25" BSPP, 帯電防止PTFE材質
ラベルオプション	規格

構成材質

	Qdos HI-FLOホースコネクタキット
らせん状のワイヤー	×
ライナーチューブ	帯電防止PTFE
編み上げ	ポリプロピレン
流体コネクタ	帯電防止PTFE
フェールル	SUS304相当, ハステロイC276
接続カラー	PVC
オーリング	EPDM, FKM

製品コード

製品名	長さ	フェルール	プロセス側コネクタ	製品コード
Qdos HI-FLO PTFEホースキット、長さ0.75m、304ステンレス鋼フェルール	0.75 m (29.52 in)	304ステンレス鋼	オス1¼" BSPP	0M9.607G.SK0*
Qdos HI-FLO PTFEホースキット、長さ0.75m、ハステロイフェルール	0.75 m (29.52 in)	ハステロイ	オス1¼" BSPP	0M9.607G.HK0*
Qdos HI-FLO PTFEホースキット、長さ1.5m、304ステンレス鋼フェルール	1.5 m (59.06 in)	304ステンレス鋼	オス1¼" BSPP	0M9.606G.SK0*
Qdos HI-FLO PTFEホースキット、長さ1.5m、ハステロイフェルール	1.5 m (59.06 in)	ハステロイ	オス1¼" BSPP	0M9.606G.HK0*
*オプションの精密設計の長さ: 200mm (7.87in) から18000mm (708.66in) 。これらの製品コードの末尾は0200から18000です				

上記の項目はNSF/ANSI/CAN 61とNSF/ANSI/CAN 372（鉛フリー要件）に準拠しています

免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Limitedは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Watson-Marlow、BioTubeおよびPureWeld XLはWatson-Marlow Limitedの商標です。

wmfts.com/global



06 October 2026