

FlatBioEndCap

FlatBioEndCap



Caractéristiques et avantages

- Numéros de lots gravés pour une traçabilité totale
- Compatibles avec la stérilisation en autoclave et gamma irradiation.



Spécifications techniques

	FlatBioEndCap
Pression de service max.	4 bar (58 psi)
Plages de températures du liquide	5 °C à 40 °C (40 °F à 104 °F)
Plages de températures de service	-5 °C à 40 °C (23 °F à 104 °F)
Stabilité en autoclave	121 °C 30 minutes
Stabilité gamma	50 kGy
Durée de vie	5 ans
Certification et conformité	ISO 14644-1 classe 7, ISO 9001, ISO10993, Sans teneur d'origine animale, USP Classe VI
Taille TC	1/2-3/4 TC - 2 1/2 TC pouces
Quantité	10 PCS

Matériaux de construction

	FlatBioEndCap
Matière	PP naturel

Codes produit

Référence pièce	Taille	Taille de bride	Matière
PPEC05000750FC	1/2" - 3/4" TC	1/2" - 3/4"	PP naturel
PPEC10001500FC	1" - 1 1/2" TC	1" - 1 1/2"	PP naturel
PPEC2000FC	2" TC	2"	PP naturel
PPEC2500FC	2 1/2" TC	2 1/2"	PP naturel

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes, cependant Watson-Marlow Limited décline toute responsabilité pour toute erreur qu'il pourrait comporter, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'application prévue. Watson-Marlow et WMArchitect sont des marques déposées de Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator et Q-Clamp sont des marques commerciales de BioPure Technology Limited. Tri-Clamp est une marque déposée de Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
11 July 2025