

FPC60

FPC60全自動充填/仕上げシステム

Flexicon
Liquid Filling

機能と利点


- Annex 1によるバリアシステムに対応
- 作業者の介在がない自動設定により、汚染リスクは最低限
- 最大±0.5 %で0.2-100 mlの容量における高精度な充填
- 工具が不要で、バッチ間の設定が最低限であるため、稼働停止時間が削減し、稼働時間が増加します
- 廃棄物ゼロの起動で、バイアルシリーズ全体でフォーマット部品なし
- 作業者変更の完全な監査証跡
- 遠隔デジタルアクセスと個別サービスキャビネット



技術仕様

	FPC60
充填量	0.2-100 ml
精度	最大±0.5 %
最大容量	1500 単位 / 時間
動作温度	5 °C 終了 40 °C (41 °F 終了 104 °F)
電源	50/60 Hz, AC200V~240V
電力消費量	Max 3200 W
重さ	1800 kg (3968 lbs)
バイアルサイズ	ISO 8362 2R - 100H, 2mL~100mL CZバイアル
ストッパー	ISO規格またはLyo、13 mmおよび20 mm
供給トレイと回収トレイ	供給トレイの幅：185mm~360mm、搬出トレイの幅：180mm~360mm、事前滅菌済みadaptiQ + EZfill RTUバイアル（トレイ入り）用供給はオプションです

FPC60寸法



免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Flexicon A/Sは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。警告: この製品は、患者に接続する用途で使用するようには設計されていないため、そのような用途に使用しないでください。WMArchitectおよびAccusilは登録商標です。

wmfts.com/global



06 May 2026