

タンクバルブ手動式AJSシリーズアクチュエータ



タンクバルブマニュアルアクチュエータ

機能と利点

- アクチュエータ本体にシリアル番号をレーザーエッチングしたサニタリー的な設計により、全ての製品トレーサビリティとcGMPに対応します
- 過酷な環境に対応したステンレス構造
- プロセスのニーズに合わせた手動制御オプション
- オープン/クローズ状態を視覚的に把握可能
- 耐久性を長期間持続させるPTFEブッシュとEPDM Oリング
- どのメーカーのスイッチも簡単に取り付け可能




技術仕様

	タンクバルブ手動式AJSシリーズアクチュエータ
サイズ	0.5", 1.0", 1.5", 2.0", 3.0", 4.0"
位置の表示	ライジングステム, 位置を示すシャフトによりバルブ位置を視覚的に確認できます
最大使用圧力	10bar (150psi)
動作温度	最大 135 °C (275 °F)
互換性のあるバルブ	標準 (90 度) Weirless Radial diaphragm タンクバルブ
認証および準拠	ISO 9001
規格	3-A, ASME BPE, CE-PED

構成材質

	タンクバルブ手動式AJSシリーズアクチュエータ
ハウジング	SUS304相当, 黒色陽極酸化アルミニウム
アクチュエータシャフト	Nitronic 60 ステンレススチール, 頑丈なステンレススチール
オーリング	EPDM
シール	EPDM
ベアリング	ステンレス鋼, ナイロン

タンクバルブ手動式AJSシリーズアクチュエータ寸法



Manual

サイズ	A mm (インチ)	B mm (インチ)	最大ストローク mm (インチ)	重量 (プラスチックハンドル装着時) kg (lb)	取り外しに必要なクリアランス mm (インチ)
0.5	61.0 (2.4)	50.8 (2.0)	5.6 (0.2)	0.5 (1.1)	86.4 (3.4)
1.0	71.1 (2.8)	76.2 (3.0)	7.9 (0.3)	1.0 (2.2)	104.1 (4.1)
1.5	99.1 (3.9)	76.2 (3.0)	14.2 (0.6)	1.1 (2.4)	142.2 (5.6)
2.0	111.8 (4.4)	119.4 (4.7)	14.2 (0.6)	2.1 (4.7)	142.2 (5.6)
3.0	111.8 (4.4)	119.4 (4.7)	19.8 (0.8)	2.1 (4.7)	193.0 (7.6)
4.0	139.7 (5.5)	165.1 (6.5)	25.4 (1.0)	6.2 (13.7)	246.4 (9.7)

製品コード

製品番号	製品説明
MN05	0.5"ウエアレスラジアルタンクバルブAJS手動式アクチュエータ
MN10	1.0"ウエアレスラジアルタンクバルブAJS手動式アクチュエータ
MN17	1.5"ウエアレスラジアルタンクバルブAJS手動式アクチュエータ
MN20	2.0"ウエアレスラジアルタンクバルブAJS手動式アクチュエータ
MN30	3.0"ウエアレスラジアルタンクバルブAJS手動式アクチュエータ
MN40	4.0"ウエアレスラジアルタンクバルブAJS手動式アクチュエータ

免責条項: 本書に記載されている情報は正確を期していますが、ASEPCOは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する場合があります。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Radial diaphragmは、ASEPCO Corporationの商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。Spirax-Sarco Engineering plc社のWatson-Marlow Fluid Technology Solutionsのメンバー企業です。

wmfts.com/global



09 July 2026