

FPC60

FPC60 : système de remplissage/conditionnement entièrement automatique

Caractéristiques et avantages


- Préparé pour les systèmes barrières conformément à l'Annexe 1
- Réduit le risque de contamination en éliminant les interventions de l'opérateur et en assurant l'installation automatique
- Remplissage ultra-précis à partir de volumes de 0.2-100 ml à jusqu'à $\pm 0,5\%$
- Moins d'arrêts, plus de disponibilité grâce à des opérations réalisables sans outils et demandant très peu de manipulations entre les lots
- Démarrage sans déchet et pas de pièces spéciales pour toute la gamme de flacons
- Piste d'audit complète des changements d'opérateurs
- Accès numérique distant et armoire de services distincte



Spécifications techniques

	FPC60
Volume de remplissage	0.2-100 ml
Précision	jusqu'à $\pm 0,5\%$
Capacité max.	1500 unités/heure
Températures de fonctionnement	5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
Branchements électriques	200 à 240 V c.a., 50/60 Hz
Consommation	Max 3200 W
Poids	1800 kg (3968 lb)
Taille du flacon	ISO 8362 2R - 100H, flacons CZ 2 mL - 100 mL
Bouchons	Norme ISO ou Lyo, 13 et 20 mm
Plateaux d'alimentation et de sortie	Largeur du plateau d'entrée : 185 mm - 360 mm, Largeur du plateau de sortie : 180 mm - 360 mm, alimentation facultative pour les flacons prêts à l'emploi (RTU) sur plateau adaptiQ + EZfill prestérilisés

Dimensions : FPC60



Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes. Watson-Marlow Flexicon A/S décline toute responsabilité en cas d'éventuelle erreur et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. AVERTISSEMENT : Ces produits ne sont pas conçus pour des applications connectées à un patient et ne doivent pas être utilisés à cette fin. WMArchitect et Accusil sont des marques déposées.



wmfts.com/global
06 May 2026