

ASEPTIPOINT プロブマウント



ASEPTIPOINT プロブマウント

機能と利点

- 清潔で無菌的なデザイン
- タンクの 1 つのコネクタに複数の 12 mm プロブを接続することで、スペースを節約できます
- 容器に複数の開口部が必要なくなるため、時間とコストを節約できます
- そのため、さまざまな長さの 12 mm プロブを使用できます
- ネジ接続やクランプ接続を好みに合わせて取り付け可能な、非常に簡単なスリーブシステムです
- 将来的には、任意のポートにブラックを取り付け、将来の使用に備えることができます
- ニーズに合わせてカスタマイズできます



技術仕様

	ASEPTIPOINT プロブマウント
取り付けタイプ	クランプ, ねじ込みます
動作温度	-80 °C 終了 200 °C (-112 °F 終了 392 °F)
作動ゲージ圧力	-14.5psig～101.5 psig
表面仕上げオプション	最大 10 マイクロインチ RA (0.25 μm RA), 最大 15 マイクロインチ RA (0.375 μm RA), 最大 20 マイクロインチ RA (0.5 μm RA) , 電解研磨
認証および準拠	ISO 9001
規格	ASME BPE, CE-PED

構成材質

	ASEPTIPOINT プロブマウント
材質	Hastelloy C22, ステンレススチール 316L, ステンレススチール, AL-6XN, ハステロイC276

製品コード

製品番号	製品説明
AM-0001-1	Aseptiport プロブマニホールド、3プロブアセンブリ、12mm、0.5"サンプルバルブ、0.5"アウトレットおよび蒸気口、316L、最大20マイクロインチRa、EP。注記: バルブには別個のダイヤモンドフラムとアクチュエータが必要です。
AM-0200-0	Aseptiport マウント2"クランプエンド二重12mmプロブマウント、ネジ付き、316L、15マイクロインチRa表面仕上げ、電解研磨および不動態化
AM-0200-2	Aseptiportアセンブリ、2"クランプエンド二重マニホールド完全、2 X 12mmプロブ、ネジ付きマウント316L
AM-0202	Aseptiportアセンブリ、2"クランプエンド二重マニホールド完全、ネジ付きマウント316L
AM-0300-2	Aseptiportアセンブリ、3 X 25mm直径 X 120mm長さのプローブ、マニホールド完全、3"クランプマウント316L
AM-0400-2	Aseptiportアセンブリ、2 X 25mm直径 X 120mm長さのプローブ、マニホールドポート完全、4"クランプマウント316L
PA-0200	Aseptiportインサートスリーブ、（装着先）25mm ingoldポート、（装着先）120mmプロブネジ付きマウント、Nitronic 60、15マイクロインチRa表面仕上げ、電解研磨および不動態化
PA-0201	Aseptiportインサートプラグ、（装着先）25mm ingoldポート、ネジ付きマウント、Nitronic 60

免責条項: 本書に記載されている情報は正確を期していますが、ASEPCOは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する場合があります。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Radial diaphragmは、ASEPCO Corporationの商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。Spirax-Sarco Engineering plc社のWatson-Marlow Fluid Technology Solutionsのメンバー企業です。

wmfts.com/global



09 July 2026