

Accusil elementen

Accusil Slangen

Kenmerken en voordelen

- Uitstekende doseernauwkeurigheid van $\pm 0,5\%$
- 100 % traceerbaarheid via met laser geëtst onderdeelnummer, lot nummering en uiterste gebruiksdatum
- Acht verschillende maten voor vulvolumes van 0,1 ml tot meer dan 250 ml

Technische specificaties

	Accusil elementen
Sterilisatiemethoden	Autoclaaf, EtO, Gamma, röntgenstraal
Stabiliteit van autoclaaf	121 °C 30 minuten
Gammastabiliteit	Max. 50 kGy
Binnendiameterbereiken	1.6 - 8 mm (0.0625 - 0.315 in)
Wanddikte	2.4 mm (0.09375 in)
Kleur	Kleurloos
Transparantie	Doorschijnend
Spallatie	Laag
Bedrijfstemperatuurbereiken	-20 °C tot 80 °C (-4 °F tot 176 °F)
Hardheid, shore A (5 sec.)	58 to 64
Soortelijk gewicht	1.15 g/ml
Blijvende vervorming	$\leq 30\%$
Houdbaarheid	5 jaar

Constructie materialen

	Accusil elementen
Slangen	Platinum-cured silicone
Connectormateriaal	PVDF

Productcodes

Diameter		Wand		Dubbel segment Kynar Y-element
mm	inch	mm	inch	
1,6	1/16	2,4	3/32	84-510-016
3,2	1/8	2,4	3/32	84-510-032
4,8	3/16	2,4	3/32	84-510-048
6,4	1/4	2,4	3/32	84-510-064
8,0	5/16	2,4	3/32	84-510-080
9,6	3/8	2,4	3/32	84-510-096

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn. Watson-Marlow Limited kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Watson-Marlow en WMArchitect zijn geregistreerde handelsmerken van Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve en BioTube applicator zijn handelsmerken van BioPure Technology Limited. Tri-Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp wordt onder licentie gebruikt.



wmfts.com/global
28 October 2025