

FPC60

FPC60 전자동 충전/마감 시스템



특징 및 이점


- Annex 1에 따른 장벽 시스템 준비
- 작업자의 개입 없이 자동화 설정으로 오염의 위험 최소화
- 최대 ±0.5 %에서 0.2-100 ml의 용량을 정확하고 정밀하게 충전
- 작동 중단 시간 감소, 배치 간 공구 없이 설정을 최소화하여 가동 시간 증가
- 제로웨이트 시작, 전체 바이알 범위에 대한 포맷 부품 없음
- 작업자 변경에 따른 전체 감사 트레이일
- 원격 디지털 액세스 및 별도의 서비스 캐비닛



기술 사양

	FPC60
충진 체적	0.2-100 ml
정확성	최대 ±0.5 %
최대 용량	1500 단위/시간
작동 온도	5 °C 까지 40 °C (41 °F 까지 104 °F)
공급 전원	200V - 240V AC, 50/60Hz
소비 전력	Max 3200 W
중량	1800 kg (3968 lbs)
바이알 크기	ISO 8362 2R - 100H, 2 mL - 100 mL CZ 바이알
스톱퍼	ISO 표준 또는 Lyo, 13mm 및 20mm
공급 및 토출 트레이	인피드 트레이 폭: 185mm~360mm, 폭 아웃피드 트레이: 180mm - 360mm, 사전 멸균용 투입물, 트레이의 adaptiQ + EZfill RTU 바이알은 선택 사항임

FPC60 치수



면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Flexicon A/S는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 경고: 이 제품은 환자와 연결된 용도에 사용하도록 설계되지 않았으므로 그러한 용도로 사용해서는 안 됩니다. WMArchitect 및 Accusil은 등록 상표입니다.

wmfts.com/global



06 May 2026