

流体移送 - 延長LoadSure エレメント

WMarchitect
single-use solutions

シングルユース流体移送アセンブリ

機能と利点

- 完全な製品トレーサビリティ
- 大きな構成部品表からの選択
- ご要望に応じて内部バリデーションプロトコルとバリデーションガイドのサポートを提供可能
- 所要時間短縮のための標準構成を用意
- ご要望に応じて未照射、照射済み、無菌アセンブリとして標準アセンブリを販売
- オープンアーキテクチャ手法による柔軟な統合
- Watson-Marlowペリスタポンプと併用してエンドツーエンドの流体管理ソリューションを実現
- Watson-Marlowの世界的な製造供給ネットワークによる供給セキュリティ




技術仕様

	流体移送 - 延長LoadSureエレメント
認証および準拠	ADCF, ISO 10993, USP <788 >, USP <85>, USPクラスVI
製造	ISO 14644-1 クラス 7, ISO 9001
無菌	未照射（ご要望に応じて照射または滅菌）

構成材質

	流体移送 - 延長LoadSureエレメント
チューブ	Silicone, 熱可塑性エラストマー
コネクタ材料	Polysulfone (UDELL 1700), PVDF, ポリカーボネート（PC）, ポリプロピレン

注文情報



部品番号	部品名 (説明)	ポンプ	ポンプヘッド
33-0913-311261	Pumpsil LoadSure: 内径12.7mm-1m端部オープン-NON	700シリーズ	720RE
33-0913-311262	Pumpsil LoadSure: 内径12.7mm-1m端部TC-NON	700シリーズ	720RE
33-0913-311263	Pumpsil LoadSure: 内径12.7mm-1m端部MPC-NON	700シリーズ	720RE
33-0913-311264	Pumpsil LoadSure: 内径12.7mm-1m端部Aseptiquik-NON	700シリーズ	720RE
33-0913-311281	Pumpsil LoadSure: 内径19mm-1m端部オープン-NON	700シリーズ	720RE
33-0913-311282	Pumpsil LoadSure: 内径19mm-1m端部TC-NON	700シリーズ	720RE
33-0913-311283	Pumpsil LoadSure: 内径19mm-1m端部MPC-NON	700シリーズ	720RE
33-0913-311284	Pumpsil LoadSure: 内径19mm-1m端部Aseptiquik-NON	700シリーズ	720RE
33-0913-311291	Pumpsil LoadSure: 内径25.4mm-1m端部オープン-NON	700シリーズ	720RE
33-0913-311292	Pumpsil LoadSure: 内径25.4mm-1m端部TC-NON	700シリーズ	720RE
33-0913-311293	Pumpsil LoadSure: 内径25.4mm-1m端部MPC-NON	700シリーズ	720RE
33-0913-311294	Pumpsil LoadSure: 内径25.4mm-1m端部Aseptiquik-NON	700シリーズ	720RE
33-0933-311281	Bioprene LoadSure: 内径19mm-1m端部オープン-NON	700シリーズ	720RE
33-0933-311282	Bioprene LoadSure: 内径19mm-1m端部TC-NON	700シリーズ	720RE
33-0933-311283	Bioprene LoadSure: 内径19mm-1m端部MPC-NON	700シリーズ	720RE
33-0933-311284	Bioprene LoadSure: 内径19mm-1m端部Aseptiquik-NON	700シリーズ	720RE
33-0933-311291	Bioprene LoadSure: 内径25.4mm-1m端部オープン-NON	700シリーズ	720RE
33-0933-311292	Bioprene LoadSure: 内径25.4mm-1m端部TC-NON	700シリーズ	720RE
33-0933-311293	Bioprene LoadSure: 内径25.4mm-1m端部MPC-NON	700シリーズ	720RE
33-0933-311294	Bioprene LoadSure: 内径25.4mm-1m端部Aseptiquik-NON	700シリーズ	720RE

標準構成は最もよく使用される構成部品に基づいて設計されています。

記載されたアセンブリは未照射型で、長さ1メートルの延長端部が対応のLoadSureエレメントの両側に位置します。Triclamper継手はキャップを備えず、標準サイズです。

ご要望に応じて部品表付きの詳細図を提供可能です。長さ、継手サイズ/種類または照射要件を変更する場合は、最寄りのWatson-Marlowセールスエンジニアにお問い合わせください。

免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Limitedは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Watson-MarlowおよびWMArchitectはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValve、BioTube applicatorおよびQ-ClampはBioPure Technology Limitedの商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。

wmfts.com/global



01 August 2025