


## Características y ventajas


- Diseño para la producción de lotes pequeños
- Ofrece un torque de cierre uniforme para el taponado de frascos roscados
- Protege a los operarios de sufrir lesiones por el esfuerzo reiterado del taponado manual
- Adecuado para una amplia gama de tapas y frascos
- Fácil ajuste y cambio entre frascos o tapas
- Huella compacta: cabe en BSC o LAF



## Especificaciones técnicas

|                                    | FC32                                                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección contra la contaminación | IP31                                                                                                     |
| Torque nominal                     | Resorte negro 1,0-4,0 Nm; Resorte amarillo 0,9-1,8 Nm; Resorte verde 0,5-1,0 Nm; Resorte rojo 0,3-0,5 Nm |
| Normas                             | DS/EN ISO 12100<br>DS/EN 60204<br>2006/42/CE<br>2006/95/CE<br>2004/108/CE                                |
| Métodos de esterilización          | Compatible con peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP)                                                    |
| Fuente de alimentación             | 110/230 V CA, 50/60 Hz                                                                                   |
| Consumo eléctrico                  | Max 50 W                                                                                                 |
| Suministro de aire                 | 6 bar (87 psi) a ISO 8573-1 2010 [1:4:2]                                                                 |
| Peso                               | 16 kg (35 lb)                                                                                            |
| Peso embalado                      | 16.1 kg                                                                                                  |
| Accesorios                         | Herramientas para tapones, herramientas para frascos                                                     |
| Diámetro máximo del frasco         | 100 mm                                                                                                   |
| Altura máxima del frasco           | 240 mm                                                                                                   |
| Capacidad máx.                     | 1000 unidades/hora                                                                                       |

## Dimensiones de FC32



FS32

Unidades en mm

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Flexicon A/S rechaza toda responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. ADVERTENCIA: Estos productos no están diseñados para aplicaciones conectadas a pacientes y no deben utilizarse en tales aplicaciones. WMArchitect y Accusil son marcas comerciales registradas.



[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)  
01 June 2026