

Set de conectores de manguera Qdos HI-FLO

**WATSON
MARLOW**
Pumps

Set de conectores de manguera Qdos

Características y ventajas

- Alta flexibilidad y resistencia
- Solución íntegramente prensada y sometida a pruebas de presión hidrostática
- Químicamente compatibles para trabajar con ácidos y álcalis agresivos y corrosivos
- Resiste fluctuaciones de temperatura ambiente



Especificaciones técnicas

	Set de conectores de manguera Qdos HI-FLO
Tamaño nominal del diámetro interno	25.4 mm (1 pulg)
Tamaño real del diámetro interno	25.4 mm (1 pulg)
Longitud	0.75 - 1.5 m (2.46 - 4.92 Pies)
Diámetro externo	37.7 mm (1.48 pulg)
Presión máx. de operación	7 bar (102 a < bar)
Presión de rotura	28 bar (406 a < bar)
Presión de prueba del fabricante	14 bar (204 a < bar)
Certificación y cumplimiento	EC 1935/2004, EN 16643:2016
Temperatura de operación	5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F)
Radio de curvatura	150 mm (5.9 pulg)
Vida útil	5 años
Peso por unidad de longitud	(
Cubierta	Ninguno
Accesorio terminal	BSPP de 1,25", Material PTFE antiestático
Opciones de etiquetado	Estándar

Materiales de construcción

	Set de conectores de manguera Qdos HI-FLO
Cable helicoidal	No
Manguera con revestimiento interno	PTFE antiestático
Tramado	Polipropileno
Conectores de fluidos	PTFE antiestático
Casquillo	Acero inoxidable 304, Hastelloy C276
Collar de conexión	PVC
Junta tórica	EPDM, FKM

Códigos de productos

Nombre de producto	Longitud	Casquillo	Conector de fin de proceso	Código de producto
Set manguera Qdos HI-FLO PTFE 0,75 m con casquillos acero inox.	0,75 m (29,52 pulg.)	Acero inoxidable 304	Macho 1¼" BSPP	0M9.607G.SK0*
Set manguera Qdos HI-FLO PTFE 0,75 m con casquillos Hastelloy	0,75 m (29,52 pulg.)	Hastelloy	Macho 1¼" BSPP	0M9.607G.HK0*
Set manguera Qdos HI-FLO PTFE 1,5 m con casquillos acero inox.	1,5 m (59,06 pulg.)	Acero inoxidable 304	Macho 1¼" BSPP	0M9.606G.SK0*
Set manguera Qdos HI-FLO PTFE 1,5 m con casquillos Hastelloy	1,5 m (59,06 pulg.)	Hastelloy	Macho 1¼" BSPP	0M9.606G.HK0*

*Longitud de ingeniería opcional: 200 mm (7,87 pulg.) a 18000 mm (708,66 pulg.). Los códigos de estos productos terminan con el sufijo 0200 a 18000

Los artículos anteriores están certificados según NSF/ANSI/CAN 61 y NSF/ANSI/CAN 372 para cumplir requisitos de cero contenido de plomo

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario asegurar la idoneidad del producto para el uso con su aplicación concreta. Watson-Marlow, BioTube y PureWeld XL son marcas comerciales de Watson-Marlow Limited.



wmfts.com/global
06 October 2026