

ポンプ台車

ポンプ台車



機能と利点

- は生産エリアで柔軟性を実現
- 簡単で丈夫な軽量構成
- 生産エリアでポンプを安全で簡単に搬送
- 丈夫で簡単なブレーキ機構
- 装着プレート、アース点、ケーブルフックを装備
- 人間工学に基づく設計: 簡単、強力、軽量
- ステンレス鋼フレーム: 衛生的で簡単に洗浄可能




技術仕様

	ポンプ台車
重さ	19 - 21kg (42 - 46lbs)
最大リフト荷重	1000 kg
最大リフト荷重	2200 lbs

構成材質

	ポンプ台車
ベースフレーム	ステンレススチール AISI 304
車輪	PA6, ステンレススチール AISI 304
マウンティングプレートアセンブリ	ステンレススチール AISI 304
ケーブルフック	ステンレススチール AISI 304

ポンプ台車寸法



ポンプサイズ	A	B	C	D	E	重さ	最大荷重
Bredel 10-20	365	281	545	700	183	20 [kg] / 44 [lbs]	1000 [kg] / 2200 [lbs]
Bredel 25-32	365	288	618	700	183	20 [kg] / 44 [lbs]	1000 [kg] / 2200 [lbs]
Bredel 40	455	293	723	700	183	19 [kg] / 42 [lbs]	1000 [kg] / 2200 [lbs]
Bredel 50	595	226	180	780	183	21 [kg] / 46 [lbs]	1000 [kg] / 2200 [lbs]
APEX10-20	365	281	545	700	183	20 [kg] / 44 [lbs]	1000 [kg] / 2200 [lbs]
APEX28-35	365	283	613	700	183	20 [kg] / 44 [lbs]	1000 [kg] / 2200 [lbs]

mm での寸法

製品コード

台車サイズ	品目コード
Bredel 10-32 / APEX10-35	28-1007090
Bredel 40	28-1007091
Bredel 50	28-1007092

免責条項: 本書に記載されている情報は、発行時点において正確であると考えられますが、Watson-Marlow Bredel BVは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。本書に記載されているすべての値は、当社テストベッドの制御下にある状況での値です。温度、粘度、吸込圧力、吐出圧力、およびシステム構成の変化により、実際の流量は異なる場合があります。APEX、DuCoNite、BiopreneおよびBredelは登録商標です。

wmfts.com/global



13 October 2025