

Vloeistof transport - verlengde LoadSure elementen

Single-use vloeistoftransport assemblies

Kenmerken en voordelen

- Volledige product traceerbaarheid
- Een groot aanbod van componenten om uit te kiezen
- Ondersteuning van interne validatieprotocollen en validatiegidsen beschikbaar op aanvraag
- Standaardconfiguraties beschikbaar voor kortere doorlooptijden
- Assemblages worden standaard niet-bestraald verkocht, bestraalde en steriele assemblages op aanvraag
- Flexibele integratie met een open architectuur
- Gebruik in combinatie met Watson-Marlow peristaltische pompen voor een end-to-end oplossing voor vloeistofbeheer
- Leveringszekerheid met Watson-Marlow's wereldwijde productie- en leveringsnetwerk




Technische specificaties

	Vloeistof transport - verlengde LoadSure elementen
Certificatie en compliance	ADCF, ISO10993, USP <788>, USP <85>, USP klasse VI
Fabricage	ISO14644-1 klasse 7, ISO9001
Steriliteit	Niet-bestraald (bestraald en steriel op aanvraag)

Constructie materialen

	Vloeistof transport - verlengde LoadSure elementen
Slangen	Silicone, Thermoplastisch elastomeer
Connectormateriaal	Polycarbonaat (PC), Polypropyleen, Polysulfon (UDEL 1700), PVDF

Bestelinformatie



Onderdeelnummer	Onderdeelnaam (Beschrijving)	Pomp	Pomp-kop
33-0913-311261	Pumpsil Loadsure: 12,7 mm Ø - 1 m eindigt met open-NON	700 serie	720RE
33-0913-311262	Pumpsil Loadsure: 12,7 mm Ø - 1 m eindigt met TC-NON	700 serie	720RE
33-0913-311263	Pumpsil Loadsure: 12,7 mm Ø - 1 m eindigt met MPC-NON	700 serie	720RE
33-0913-311264	Pumpsil Loadsure: 12,7 mm Ø - 1 m eindigt met Aseptiquik-NON	700 serie	720RE
33-0913-311281	Pumpsil Loadsure: 19 mm Ø - 1 m eindigt met open-NON	700 serie	720RE
33-0913-311282	Pumpsil Loadsure: 19 mm Ø - 1 m eindigt met TC-NON	700 serie	720RE
33-0913-311283	Pumpsil Loadsure: 19 mm Ø - 1 m eindigt met MPC-NON	700 serie	720RE
33-0913-311284	Pumpsil Loadsure: 19 mm Ø - 1 m eindigt met Aseptiquik-NON	700 serie	720RE
33-0913-311291	Pumpsil Loadsure: 25,4 mm Ø - 1 m eindigt met open-NON	700 serie	720RE
33-0913-311292	Pumpsil Loadsure: 25,4 mm Ø - 1 m eindigt met TC-NON	700 serie	720RE
33-0913-311293	Pumpsil Loadsure: 25,4 mm Ø - 1 m eindigt met MPC-NON	700 serie	720RE
33-0913-311294	Pumpsil Loadsure: 25,4 mm Ø - 1 m eindigt met Aseptiquik-NON	700 serie	720RE
33-0933-311281	Bioprene Loadsure: 19 mm Ø - 1 m eindigt met open-NON	700 serie	720RE
33-0933-311282	Bioprene Loadsure: 19 mm Ø - 1 m eindigt met TC-NON	700 serie	720RE
33-0933-311283	Bioprene Loadsure: 19 mm Ø - 1 m eindigt met MPC-NON	700 serie	720RE
33-0933-311284	Bioprene Loadsure: 19 mm Ø - 1 m eindigt met Aseptiquik-NON	700 serie	720RE
33-0933-311291	Bioprene Loadsure: 25,4 mm Ø - 1 m eindigt met open-NON	700 serie	720RE
33-0933-311292	Bioprene Loadsure: 25,4 mm Ø - 1 m eindigt met TC-NON	700 serie	720RE
33-0933-311293	Bioprene Loadsure: 25,4 mm Ø - 1 m eindigt met MPC-NON	700 serie	720RE
33-0933-311294	Bioprene Loadsure: 25,4 mm Ø - 1 m eindigt met Aseptiquik-NON	700 serie	720RE

Standaard configuraties zijn ontworpen op basis van de meest gebruikte componenten. Opgesomde assemblages zijn niet bestraald, met 1 meter lange verlengde uiteinden aan elke kan van het bijbehorende Loadsure element. Triclamp koppelingen zijn niet afgedopt en hebben standaard afmeting Detailtekeningen met materiaallijst beschikbaar op aanvraag. Neem voor modificaties betreffende lengte, koppeling maat/type of bestraling contact op met uw plaatselijke Watson-Marlow vertegenwoordiger.

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn. Watson-Marlow Limited kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Watson-Marlow en WMArchitect zijn geregistreerde handelsmerken van Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator en Q-Clamp zijn handelsmerken van BioPure Technology Limited. Tri-Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
01 August 2025