

520Di 및 520DiN

520 시리즈 디스펜싱 펌프

Flexicon
Liquid Filling

특징 및 이점

- 바이오 제약 및 제약 약품 제조에서 완전 자동화된 무균 충전/마감
- 실험실의 벤치탑 배치 또는 시약 준비 – 보틀, 바이알, Petri 접시 및 배치 백 채우기 또는 접종
- 고압 세척을 위한 5년 보증 NEMA2 및 NEMA4X(IP66 및 IP31) 케이스
- 음식 생산에서 색상, 염료, 맛, 비타민 및 기타 성분 추가



520Di 및 520DiN 성능

505L 펌프헤드 — 유량(ml/min)								
튜브 재질	속도	1.6mm	3.2mm	4.8mm	6.4mm	8.0mm	9.6mm	
Pumpsil®reg, GORE® STA-PURE® Pump Tubing-Series PCS, GORE® STA-PURE® Pump Tubing - Series PFL	0.1-350rpm	0.04-150	0.23-800	0.42-1500	0.70-2500	0.90-3200	해당 없음	
Marpren®reg, Bioprene®reg	0.1-350rpm	0.04-130	0.17-500	0.38-830	0.67-2000	1.10-3200	해당 없음	
505L 펌프헤드 권장 용량 크기								
	튜브 내경	1.6mm	3.2mm	4.8mm	6.4mm	8.0mm	9.6mm	
최고 속도 350rpm	최소 선량	0.9ml	4.5ml	8.5ml	14ml	18ml	25ml	
	최대 선량	15ml	75ml	150ml	250ml	300ml	400ml	


기술 사양

	520Di 및 520DiN
정확성	±0.5 %
유입 차단	IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X
작동 온도	5 °C 까지 40 °C (40 °F 까지 104 °F)
속도 제어비	2200:1
습도	(비응축) 31°C(88°F)까지 80 %, 40°C(104°F)에서 50%까지 선형으로 감소, (응축) 10-100% RH
노이즈	1m 위치에서 70dBb(a) 미만
표준	CE, CETLus
공급 전원	110/230 V, 50/60Hz, 단상
중량	9.82 - 10.7 kg (21.63 - 23.56 lbs)
호환 가능한 튜빙 크기	1.6 mm ID, 3.2 mm ID, 4.8 mm ID, 6.4 mm ID, 8.0 mm ID, 9.6 mm ID

구성 재질

	520Di 및 520DiN
베어링	스테인레스강
케이스워크	압력 다이캐스트 알루미늄 LM24
키패드/HMI	폴리에스테르
펌프헤드 롤러 어셈블리	스테인레스강 316
씰	PTFE

520Di 및 520DiN 치수



제어 옵션

펌프 드라이브	520Di	520DiN
외장		
유입 방지 등급	IP31	IP66
수동 제어		
유동을 표시하기 위한 완전 보정을 포함한 디지털 속도 제어	✓	✓
유량 또는 속도 디스플레이 선택	✓	✓
속도 입력을 위한 숫자 키패드	✓	✓
원격 제어		
작동/정지, 방향 변경, 자동/수동 전환, 누출 감지기 입력(접점 폐쇄 또는 5V TTL 또는 24V 산업용 로직 사용)	✓	✓
즉각적인 스위치로 Dosestart의 원격 작동	✓	✓
24V, 30W 릴레이를 통한 4개의 프로그램식 디지털 상태 출력		✓
디지털 통신		
디지털 네트워크 직렬 제어	RS232	RS485
보안		
설정, 프로그램 및 선량 파라미터를 보호하는 보안 코드	✓	✓

제품 코드

펌프 및 펌프헤드 제품 코드							
설명	Partcode	설명	Partcode				
505L 저펄스 트윈 채널 펌프헤드	053.4001.000	520Di(IP31) 드라이브만 해당	056.7171.000*				
505LX 저펄스 트윈 채널 연장 펌프헤드	053.4011.000	520DiN(IP66) 드라이브만 해당	056.717N.000**				
505LG STA-PURE ® 튜빙용 저압 트윈 채널 펌프헤드	053.4010.00G	505L 펌프헤드용 505LTC 튜브 클램프 세트	059.4001.000				
* 2.8m 미국, 유럽, 영국, 호주, 아르헨티나, 남아프리카, 중국 또는 스위스 전원 플러그의 경우 마지막 0을 A, E, U, K, R, D, Z 또는 C로 교체하십시오. 예를 들어 - 056.7171.00A는 미국식 메인 리드에 연결된 520Di 드라이브입니다.** 마지막 0을 A, K, R, Z 또는 C 플러그 유형으로 교체하십시오.							
튜브 주문 코드							
520DiL 디스펜서의 Y 튜빙 엘레먼트 두 개							
보어(mm)	Bioprene TL	Marprene TL	Pumpsil	Accusil	STA-PURE ® PCS	STA-PURE ® PFL	PureweldXL
1.6	933.E016.K24	902.E016.K24	913.AE16.K24	84-510-016	961.E016.K24	966.E016.K24	
3.2	933.E032.K24	902.E032.K24	913.AE32.K24	84-510-032	961.E032.K24	966.E032.K24	
4.8	933.E048.K24	902.E048.K24	913.AE48.K24	84-510-048	961.E048.K24	966.E048.K24	
6.4	933.E064.K24	902.E064.K24	913.AE64.K24	84-510-064	961.E064.K24	966.E064.K24	942.E064.K24
8	933.E080.K24	902.E080.K24	913.AE80.K24	84-510-080	961.E080.K24	966.E080.K24	942.E080.K24
9.6	933.E096.K24	902.E096.K24	913.AE96.K24	84-510-096			942.E096.K24

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Flexicon A/S는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다. 경고: 이 제품은 환자와 연결된 용도에 사용하도록 설계되지 않았으므로 그러한 용도로 사용해서는 안 됩니다. WMArchitect 및 Accusil은 등록 상표입니다.

wmfts.com/global



28 September 2026