

Applicateur BioTube

Applicateur BioTube



Caractéristiques et avantages

- Augmentez la qualité et la productivité en automatisant l'assemblage des raccords cannelés
- Répliquez de façon sûre et simple des processus manuels complexes d'assemblage
- Répondez aux exigences de nombreux types d'applications grâce à des combinaisons flexibles de pièces interchangeables
- La lubrification par IPA n'est pas nécessaire et les connexions peuvent être faites sans endommager le revêtement interne des tubes.
- Compatible avec les dernières normes et directives mécaniques



Spécifications techniques


	Applicateur BioTube
Compatibilité de la taille des tubes/composants	1/8 - 1 pouces
Température de service	5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
Température de stockage	-25 °C à 70 °C (-13 °F à 158 °F)
Humidité	80 % jusqu'à 31 °C (88 °F) diminuant de façon linéaire à 50 % à 40 °C (104 °F)
Altitude max	1000 m (3281 pieds)
Pression d'air comprimé	5 Bars à 6 Bars (72.5 Psi à 87 Psi)
Alimentation principale, alimentation électrique	100-240 V CA 50-60 Hz
Branchements électriques	+24V CC
Tension des fusibles	3 A
Poids	25 - 30 kg (55.1 - 66.1 lb)
Normes	CE

Pour les spécifications détaillées, voir le manuel correspondant à la référence ou contacter un représentant WMFTS.

Matériaux de construction

	Applicateur BioTube
Assemblage capot	Polycarbonate (PC)
Dispositifs d'assemblage de tube	Copolymère de polyoxyméthylène
Structure principale	Copolymère de polyoxyméthylène
Composants internes	Acier inoxydable, Cuivre, PVC
Composants externes	Acier inoxydable, Aluminium, Verre

Dimensions



Codes produit

Région géographique	Code produit
Europe	BT125/625-1-EU
Royaume-Uni	BT125/625-1-UK
Chine	BT125/625-1-CN
Amérique du Nord	BT125/625-1-US

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes, cependant Watson-Marlow Limited décline toute responsabilité pour toute erreur qu'il pourrait comporter, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'application prévue. Watson-Marlow, BioTube et PureWeld XL sont des marques commerciales de Watson-Marlow Limited.



wmfts.com/global
09 December 2025