

Protection de jauge en silicone RXPX



Protection de jauge BioPure

Caractéristiques et avantages

- Disponible en silicone ou EPDM
- Conformité USP classe VI et sans composant d'origine animale (ADCF)
- Conforme aux réglementations de la FDA CFR21 177.2600
- Numérotation des lots permettant la traçabilité des produits.




Spécifications techniques

	Protection de jauge en silicone RXPX
Type de joint	Isolateur
Diamètre interne	35.56 mm (1.4 pouces)
Diamètre externe	50.29 mm (1.98 pouces)
Taille	1.5 pouces
Quantité	25 PCS
Certification et conformité	ISO Classe 7, Sans teneur d'origine animale, USP Classe VI
Plages de températures de service	-55 °C à 210 °C (-67 °F à 410 °F)
Durée de vie	5 ans
Stabilité gamma	50 kGy max

Matériaux de construction

	Protection de jauge en silicone RXPX
Matière	Silicone

Dimensions : Protection de jauge en silicone RXPX



Taille	Dia. int. (pouces)	Dia. ext. (pouces)
1,5	1,4	1,98

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes, cependant Watson-Marlow Limited décline toute responsabilité pour toute erreur qu'il pourrait comporter, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'application prévue. Watson-Marlow et WMArchitect sont des marques déposées de Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator et Q-Clamp sont des marques commerciales de BioPure Technology Limited. Tri-Clamp est une marque déposée de Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
11 July 2025