


# Tubes et flexibles de transfert de fluides

Assemblages de transfert de fluides à usage unique

## Caractéristiques et avantages

- Traçabilité totale des produits
- Vaste gamme de composants disponibles
- Protocoles de validation internes et guides de validation disponibles sur demande
- Configurations standard disponibles pour réduire les délais
- Les assemblages standard peuvent être vendus non-irradiés, irradiés et stériles sur demande
- Intégration flexible avec une approche à architecture ouverte
- Utilisation en conjonction avec les pompes péristaltiques Watson-Marlow pour créer une solution de bout-en-bout de gestion des fluides
- Approvisionnements sécurisés grâce au réseau international de fabrication et de distribution de Watson-Marlow




## Spécifications techniques

|                             | Tubes et flexibles de transfert de fluides                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Certification et conformité | ISO10993, Sans teneur d'origine animale, USP <788>, USP <85>, USP Classe VI |
| Fabrication                 | ISO 14644-1 classe 7, ISO 9001                                              |
| Stérilité                   | Non-irradié (irradié ou stérile sur demande)                                |

## Matériaux de construction

|                       | Tubes et flexibles de transfert de fluides                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tubes                 | Élastomère thermoplastique, SEBS, Silicone                       |
| Matière du connecteur | Polycarbonate (PC), Polypropylène, Polysulfone (UDEL 1700), PVDF |

## Informations sur la commande



| Référence pièce | Nom de la référence (description)                    | Pompes                         | Tête de pompe |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 33-0913-211112  | Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm - 0,3 m long TC-NON         | Séries 500                     | 520R          |
| 33-0913-211113  | Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm - 0,3 m long MPC-NON        | Séries 500                     | 520R          |
| 33-0913-211114  | Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm - 0,3 m long Aseptiquik-NON | Séries 500                     | 520R          |
| 33-0913-211122  | Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm - 3 m long TC-NON           | Pour les transferts uniquement |               |
| 33-0913-211123  | Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm - 3 m long MPC-NON          | Pour les transferts uniquement |               |
| 33-0913-211124  | Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm - 0,3 m long Aseptiquik-NON | Pour les transferts uniquement |               |
| 33-0913-211212  | Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm - 1 m long TC-NON           | Séries 500                     | 520R          |
| 33-0913-211213  | Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm - 1 m long MPC-NON          | Séries 500                     | 520R          |
| 33-0913-211214  | Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm - 1 m long Aseptiquik-NON   | Séries 500                     | 520R          |
| 33-0913-211222  | Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm - 1 m long TC-NON           | Séries 500                     | 520R          |
| 33-0913-211223  | Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm - 1 m long MPC-NON          | Séries 500                     | 520R          |
| 33-0913-211224  | Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm - 1 m long Aseptiquik-NON   | Séries 500                     | 520R          |

|                |                                                        |                                |      |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| 33-0913-211232 | Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm - 1 m long TC-NON             | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211233 | Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm - 1 m long MPC-NON            | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211234 | Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm - 1 m long Aseptiquik-NON     | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211242 | Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm - 1 m long TC-NON            | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211243 | Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm - 1 m long MPC-NON           | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211244 | Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm - 1 m long Aseptiquik-NON    | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211252 | Kit Pumpsil - 19x4,8 mm - 1 m long TC-NON              | Série 700                      | 720R |
| 33-0913-211253 | Kit Pumpsil - 19x4,8 mm - 1 m long MPC-NON             | Série 700                      | 720R |
| 33-0913-211254 | Kit Pumpsil - 19x4,8 mm - 1 m long Aseptiquik-NON      | Série 700                      | 720R |
| 33-0913-211312 | Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm - 2,5 m long TC-NON           | Séries 500                     | 520R |
| 33-0913-211313 | Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm - 2,5 m long MPC-NON          | Séries 500                     | 520R |
| 33-0913-211314 | Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm - 2,5 m long Aseptiquik-NON   | Séries 500                     | 520R |
| 33-0913-211322 | Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm - 2,5 m long TC-NON           | Séries 500                     | 520R |
| 33-0913-211323 | Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm - 2,5 m long MPC-NON          | Séries 500                     | 520R |
| 33-0913-211324 | Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm - 2,5 m long Aseptiquik-NON   | Séries 500                     | 520R |
| 33-0913-211332 | Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm - 2,5 m long TC-NON           | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211333 | Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm - 2,5 m long MPC-NON          | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211334 | Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm - 2,5 m long Aseptiquik-NON   | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211342 | Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm - 2,5 m long TC-NON          | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211343 | Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm - 2,5 m long MPC-NON         | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211344 | Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm - 2,5 m long Aseptiquik-NON  | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211352 | Kit Pumpsil - 19x4,8 mm - 2,5 m long TC-NON            | Série 700                      | 720R |
| 33-0913-211353 | Kit Pumpsil - 19x4,8 mm - 2,5 m long MPC-NON           | Série 700                      | 720R |
| 33-0913-211354 | Kit Pumpsil - 19x4,8 mm - 2,5 m long Aseptiquik-NON    | Série 700                      | 720R |
| 33-0913-211432 | Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm - 5 m long TC-NON             | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211433 | Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm - 5 m long MPC-NON            | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211434 | Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm - 5 m long Aseptiquik-NON     | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211442 | Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm - 5 m long TC-NON            | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211443 | Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm - 5 m long MPC-NON           | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211444 | Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm - 5 m long Aseptiquik-NON    | Série 600                      | 620R |
| 33-0913-211452 | Kit Pumpsil - 19x4,8 mm - 5 m long TC-NON              | Série 700                      | 720R |
| 33-0913-211453 | Kit Pumpsil - 19x4,8 mm - 5 m long MPC-NON             | Série 700                      | 720R |
| 33-0913-211454 | Kit Pumpsil - 19x4,8 mm - 5 m long Aseptiquik-NON      | Série 700                      | 720R |
| 33-0933-211113 | Kit Bioprene - 3,2x1,6 mm - 0,3 m long MPC-NON         | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-0933-211114 | Kit Bioprene - 3,2x1,6 mm - 0,3 m long Aseptiquik-NON  | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-0933-211122 | Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm - 0,3 m long TC-NON          | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-0933-211123 | Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm - 0,3 m long MPC-NON         | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-0933-211124 | Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm - 0,3 m long Aseptiquik-NON  | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-0933-211213 | Kit Bioprene - 3,2x1,6 mm - 1 m long MPC-NON           | Séries 500                     | 520R |
| 33-0933-211214 | Kit Bioprene - 3,2x1,6 mm - 1 m long Aseptiquik-NON    | Séries 500                     | 520R |
| 33-0933-211222 | Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm - 1 m long TC-NON            | Séries 500                     | 520R |
| 33-0933-211223 | Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm - 1 m long MPC-NON           | Séries 500                     | 520R |
| 33-0933-211224 | Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm - 1 m long Aseptiquik-NON    | Séries 500                     | 520R |
| 33-0933-211232 | Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm - 1 m long TC-NON            | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211233 | Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm - 1 m long MPC-NON           | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211234 | Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm - 1 m long Aseptiquik-NON    | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211242 | Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm - 1 m long TC-NON           | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211243 | Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm - 1 m long MPC-NON          | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211244 | Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm - 1 m long Aseptiquik-NON   | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211252 | Kit Bioprene - 19x4,8 mm - 1 m long TC-NON             | Série 700                      | 720R |
| 33-0933-211253 | Kit Bioprene - 19x4,8 mm - 1 m long MPC-NON            | Série 700                      | 720R |
| 33-0933-211254 | Kit Bioprene - 19,4x4,8 mm - 1 m long Aseptiquik-NON   | Série 700                      | 720R |
| 33-0933-211313 | Kit Bioprene - 3,2x1,6 mm - 2,5 m long MPC-NON         | Séries 500                     | 520R |
| 33-0933-211314 | Kit Bioprene - 3,2x1,6 mm - 2,5 m long Aseptiquik-NON  | Séries 500                     | 520R |
| 33-0933-211322 | Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm - 2,5 m long TC-NON          | Séries 500                     | 520R |
| 33-0933-211323 | Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm - 2,5 m long MPC-NON         | Séries 500                     | 520R |
| 33-0933-211324 | Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm - 2,5 m long Aseptiquik-NON  | Séries 500                     | 520R |
| 33-0933-211332 | Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm - 2,5 m long TC-NON          | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211333 | Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm - 2,5 m long MPC-NON         | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211334 | Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm - 2,5 m long Aseptiquik-NON  | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211342 | Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm - 2,5 m long TC-NON         | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211343 | Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm - 2,5 m long MPC-NON        | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211344 | Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm - 2,5 m long Aseptiquik-NON | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211352 | Kit Bioprene - 19x4,8 mm - 2,5 m long TC-NON           | Série 700                      | 720R |
| 33-0933-211353 | Kit Bioprene - 19x4,8 mm - 2,5 m long MPC-NON          | Série 700                      | 720R |
| 33-0933-211354 | Kit Bioprene - 19,4x4,8 mm - 2,5 m long Aseptiquik-NON | Série 700                      | 720R |
| 33-0933-211432 | Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm - 5 m long TC-NON            | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211433 | Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm - 5 m long MPC-NON           | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211434 | Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm - 5 m long Aseptiquik-NON    | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211442 | Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm - 5 m long TC-NON           | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211443 | Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm - 5 m long MPC-NON          | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211444 | Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm - 5 m long Aseptiquik-NON   | Série 600                      | 620R |
| 33-0933-211452 | Kit Bioprene - 19x4,8 mm - 5 m long TC-NON             | Série 700                      | 720R |
| 33-0933-211453 | Kit Bioprene - 19x4,8 mm - 5 m long MPC-NON            | Série 700                      | 720R |
| 33-0933-211454 | Kit Bioprene - 19,4x4,8 mm - 5 m long Aseptiquik-NON   | Série 700                      | 720R |
| 33-0942-211112 | Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm - 0,3 m long TC-NON          | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-0942-211113 | Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm - 0,3 m long MPC-NON         | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-0942-211114 | Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm - . 3 m long Aseptiquik-NON  | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-0942-211122 | Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm - 0,3 m long TC-NON          | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-0942-211123 | Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm - 0,3 m long MPC-NON         | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-0942-211124 | Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm - . 3 m long Aseptiquik-NON  | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-0942-211212 | Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm - 1 m long TC-NON            | Séries 500                     | 520R |
| 33-0942-211213 | Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm - 1 m long MPC-NON           | Séries 500                     | 520R |
| 33-0942-211214 | Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm - 1 m long Aseptiquik-NON    | Séries 500                     | 520R |
| 33-0942-211222 | Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm - 1 m long TC-NON            | Séries 500                     | 520R |
| 33-0942-211223 | Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm - 1 m long MPC-NON           | Séries 500                     | 520R |
| 33-0942-211224 | Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm - 1 m long Aseptiquik-NON    | Séries 500                     | 520R |
| 33-0942-211232 | Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm - 1 m long TC-NON            | Série 600                      | 620R |

|                |                                                             |                                |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| 33-0942-211233 | Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm - 1 m long MPC-NON                | Série 600                      | 620R |
| 33-0942-211234 | Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm - 1 m long Aseptiquik-NON         | Série 600                      | 620R |
| 33-0942-211242 | Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm - 1 m long TC-NON                | Série 600                      | 620R |
| 33-0942-211243 | Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm - 1 m long MPC-NON               | Série 600                      | 620R |
| 33-0942-211244 | Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm - 1 m long Aseptiquik-NON        | Série 600                      | 620R |
| 33-0942-211252 | Kit Pureweld - 19x4,8 mm - 1 m long TC-NON                  | Série 700                      | 720R |
| 33-0942-211253 | Kit Pureweld - 19x4,8 mm - 1 m long MPC-NON                 | Série 700                      | 720R |
| 33-0942-211254 | Kit Pureweld - 19x4,8 mm - 1 m long Aseptiquik-NON          | Série 700                      | 720R |
| 33-0942-211312 | Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm - 2,5 m long TC-NON               | Séries 500                     | 520R |
| 33-0942-211313 | Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm - 2,5 m long MPC-NON              | Séries 500                     | 520R |
| 33-0942-211314 | Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm - 2,5 m long Aseptiquik-NON       | Séries 500                     | 520R |
| 33-0942-211322 | Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm - 2,5 m long TC-NON               | Séries 500                     | 520R |
| 33-0942-211323 | Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm - 2,5 m long MPC-NON              | Séries 500                     | 520R |
| 33-0942-211324 | Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm - 2,5 m long Aseptiquik-NON       | Séries 500                     | 520R |
| 33-0942-211332 | Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm - 2,5 m long TC-NON               | Série 600                      | 620R |
| 33-0942-211333 | Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm - 2,5 m long MPC-NON              | Série 600                      | 620R |
| 33-0942-211334 | Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm - 2,5 m long Aseptiquik-NON       | Série 600                      | 620R |
| 33-0942-211342 | Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm - 2,5 m long TC-NON              | Série 600                      | 620R |
| 33-0942-211343 | Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm - 2,5 m long MPC-NON             | Série 600                      | 620R |
| 33-0942-211344 | Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm - 2,5 m long Aseptiquik-NON      | Série 600                      | 620R |
| 33-0942-211352 | Kit Pureweld - 19x4,8 mm - 2,5 m long TC-NON                | Série 700                      | 720R |
| 33-0942-211353 | Kit Pureweld - 19x4,8 mm - 2,5 m long MPC-NON               | Série 700                      | 720R |
| 33-0942-211354 | Kit Pureweld - 19x4,8 mm - 2,5 m long Aseptiquik-NON        | Série 700                      | 720R |
| 33-0942-211432 | Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm - 5 m long TC-NON                 | Série 600                      | 620R |
| 33-0942-211433 | Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm - 5 m long MPC-NON                | Série 600                      | 620R |
| 33-0942-211434 | Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm - 5 m long Aseptiquik-NON         | Série 600                      | 620R |
| 33-0942-211442 | Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm - 5 m long TC-NON                | Série 600                      | 620R |
| 33-0942-211443 | Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm - 5 m long MPC-NON               | Série 600                      | 620R |
| 33-0942-211444 | Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm - 5 m long Aseptiquik-NON        | Série 600                      | 620R |
| 33-0942-211452 | Kit Pureweld - 19x4,8 mm - 5 m long TC-NON                  | Série 700                      | 720R |
| 33-0942-211453 | Kit Pureweld - 19x4,8 mm - 5 m long MPC-NON                 | Série 700                      | 720R |
| 33-0942-211454 | Kit Pureweld - 19x4,8 mm - 5 m long Aseptiquik-NON          | Série 700                      | 720R |
| 33-BSHP-211214 | Kit tube tressé - Ø int. 3/8" - 1 m long - TC-NON           | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211222 | Kit tube tressé - Ø int. 3/8" - 1 m long - Aseptiquik-NON   | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211224 | Kit tube tressé - Ø int. 1/2" - 1 m long - TC-NON           | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211232 | Kit tube tressé - Ø int. 1/2" - 1 m long - Aseptiquik-NON   | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211234 | Kit tube tressé - Ø int. 3/4" - 1 m long - TC-NON           | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211242 | Kit tube tressé - Ø int. 3/4" - 1 m long - Aseptiquik-NON   | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211244 | Kit tube tressé - Ø int. 1" - 1 m long - TC-NON             | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211312 | Kit tube tressé - Ø int. 1" - 1 m long - Aseptiquik-NON     | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211314 | Kit tube tressé - Ø int. 3/8" - 2,5 m long - TC-NON         | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211322 | Kit tube tressé - Ø int. 3/8" - 2,5 m long - Aseptiquik-NON | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211324 | Kit tube tressé - Ø int. 1/2" - 2,5 m long - TC-NON         | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211332 | Kit tube tressé - Ø int. 1/2" - 2,5 m long - Aseptiquik-NON | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211334 | Kit tube tressé - Ø int. 3/4" - 2,5 m long - TC-NON         | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211342 | Kit tube tressé - Ø int. 3/4" - 2,5 m long - Aseptiquik-NON | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211344 | Kit tube tressé - Ø int. 1" - 2,5 m long - TC-NON           | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211412 | Kit tube tressé - Ø int. 1" - 2,5 m long - Aseptiquik-NON   | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211414 | Kit tube tressé - Ø int. 3/8" - 5 m long - TC-NON           | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211422 | Kit tube tressé - Ø int. 3/8" - 5 m long - Aseptiquik-NON   | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211424 | Kit tube tressé - Ø int. 1/2" - 5 m long - TC-NON           | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211432 | Kit tube tressé - Ø int. 1/2" - 5 m long - Aseptiquik-NON   | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211434 | Kit tube tressé - Ø int. 3/4" - 5 m long - TC-NON           | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211442 | Kit tube tressé - Ø int. 3/4" - 5 m long - Aseptiquik-NON   | Pour les transferts uniquement |      |
| 33-BSHP-211444 | Kit tube tressé - Ø int. 1" - 5 m long - TC-NON             | Pour les transferts uniquement |      |

Les configurations standard ont été conçues en fonction des composants les plus utilisés. Les assemblages de la liste ne sont pas irradiés. Les raccords TriClamp ne sont pas fermés et ont une taille standard. Des dessins détaillés avec nomenclature sont disponibles sur demande. Pour toutes les modifications de longueur, la taille ou le type de raccord, ou critères d'irradiation, veuillez contacter votre représentant Watson-Marlow le plus proche.

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes, cependant Watson-Marlow Limited décline toute responsabilité pour toute erreur qu'il pourrait comporter, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'application prévue. Watson-Marlow et WMArchitect sont des marques déposées de Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator et Q-Clamp sont des marques commerciales de BioPure Technology Limited. Tri-Clamp est une marque déposée de Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global  
01 August 2025