

400-M3 ポンプヘッド

400/M および N シリーズの ポンプヘッド

**WATSON
MARLOW**
Pumps

機能と利点

- 3チャンネルの小型ポンプ設計
- 肉厚1.6mmのチューブとルアーコネクタに対応しています
- ポンプ一式（モータ付き、またはポンプヘッドのみ）
- ポンプヘッドは、PVDFで入手可能で、化学的な互換性が向上しています




400-M3 ポンプヘッド性能

流量 (ml/分)		
チューブ内径 (mm)	ml/回転	最大連続流量 (ml/分)
1.6	0.13	65
2.4	0.26	130
3.2	0.41	200
4.0	0.52	260

400/M

Pressure / suction charts

Santoprene tubing @100rpm



技術仕様

400-M3 ポンプヘッド	
チャネル数	3
最大流量	260 ml/min
動作温度範囲	-10°C〜45°C (41°F〜113°F)
ポンプの種類	パネル取り付け
重さ	kg (lbs)
互換性のあるチューブアサイズ	1.6, 2.4, 3.2, 4 mm
互換性のあるチューブの肉厚	1.6 mm


構成材質

	400-M3 ポンプヘッド
ポンプヘッドボディアセンブリ	アセタール（グレー）
ポンプヘッドトラック	アセタール（グレー）
ポンプヘッドローラーアセンブリ	アセタール（黒）
ポンプヘッドローターアセンブリ	アセタール（黒），ステンレス鋼

ここに記載されている情報は、すべての節目を網羅しています。

個々のモデル / コンポーネントの詳細な仕様については、ユーザーマニュアルを参照するか、WMFTS セールスエンジニアにお問い合わせください。

400-M3 ポンプヘッド寸法

製品コード[※]

チャネル	必要トルク、Bioprene チューブ	必要トルク、シリコンチューブ	部品コード標準	部品コード PVDF
3	270mNm	240mNm	043.001M.E3C	043.001M.E3P

免責事項: 表示されている流量はすべて、吸引ヘッドおよびデリバリーヘッドがゼロの状態 で 20 ° C (68 ° F) で水を移送した場合のものです。Watson-Marlow、Pumpsil、PureWeld XL、BiopreneおよびMarpreneはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。免責事項: 本書に含まれる情報は、正確であると考えられているものの、Watson-Marlow Limitedはこれに含まれる間違いには責任を負わず、事前通知なしで仕様を変更する権利を留保しています。GOREおよびSTA-PUREは、W. L. Gore & Associatesの登録商標です。ポンプおよびチューブをご注文の際は、製品コードをお申し付けください。

wmfts.com/global



10 July 2025