


Fluid Transfer Tubing en slangen sets

Single-use vloeistoftransport assemblies

Kenmerken en voordelen

- Volledige product traceerbaarheid
- Een groot aanbod van componenten om uit te kiezen
- Ondersteuning van interne validatieprotocollen en validatiegidsen beschikbaar op aanvraag
- Standaardconfiguraties beschikbaar voor kortere doorlooptijden
- Assemblages worden standaard niet-bestraald verkocht, bestraalde en steriele assemblages op aanvraag
- Flexibele integratie met een open architectuur
- Gebruik in combinatie met Watson-Marlow peristaltische pompen voor een end-to-end oplossing voor vloeistofbeheer
- Leveringszekerheid met Watson-Marlow's wereldwijde productie- en leveringsnetwerk




Technische specificaties

	Fluid Transfer Tubing en slangen sets
Certificatie en compliance	ADCF, ISO10993, USP <788>, USP <85>, USP klasse VI
Fabricage	ISO14644-1 klasse 7, ISO9001
Steriliteit	Niet-bestraald (bestraald en steriel op aanvraag)

Constructie materialen

	Fluid Transfer Tubing en slangen sets
Slangen	SEBS, Silicone, Thermoplastisch elastomeer
Connectormateriaal	Polycarbonaat (PC), Polypropyleen, Polysulfon (UDEL 1700), PVDF

Bestelinformatie



Onderdeelnummer	Onderdeelnaam (Beschrijving)	Pompen	Pompkop
33-0913-211112	Pumpsil Kit - 3,2x1,6mm - .3m lang w/TC-NON	500 Serie	520R
33-0913-211113	Pumpsil Kit - 3,2x1,6mm - .3m lang w/MPC-NON	500 Serie	520R
33-0913-211114	Pumpsil Kit - 3,2x1,6mm - .3m lang w/Aseptiëuk-NON	500 Serie	520R
33-0913-211122	Pumpsil Kit - 6,4x1,6mm - .3m lang w/TC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-0913-211123	Pumpsil Kit - 6,4x1,6mm - .3m lang w/MPC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-0913-211124	Pumpsil Kit - 6,4x1,6mm - .3m lang w/Aseptiëuk-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-0913-211212	Pumpsil Kit - 3,2x1,6mm - 1m lang w/TC-NON	500 Serie	520R
33-0913-211213	Pumpsil Kit - 3,2x1,6mm - 1m lang w/MPC-NON	500 Serie	520R
33-0913-211214	Pumpsil Kit - 3,2x1,6mm - 1m lang w/Aseptiëuk-NON	500 Serie	520R
33-0913-211222	Pumpsil Kit - 6,4x1,6mm - 1m lang w/TC-NON	500 Serie	520R
33-0913-211223	Pumpsil Kit - 6,4x1,6mm - 1m lang w/MPC-NON	500 Serie	520R
33-0913-211224	Pumpsil Kit - 6,4x1,6mm - 1m lang w/Aseptiëuk-NON	500 Serie	520R

33-0913-211232	Pumpsil Kit - 9,6x3,2mm - 1m lang w/TC-NON	600 Serie	620R
33-0913-211233	Pumpsil Kit - 9,6x3,2mm - 1m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0913-211234	Pumpsil Kit - 9,6x3,2mm - 1m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0913-211242	Pumpsil Kit - 12,7x3,2mm - 1m lang w/TC-NON	600 Serie	620R
33-0913-211243	Pumpsil Kit - 12,7x3,2mm - 1m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0913-211244	Pumpsil Kit - 12,7x3,2mm - 1m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0913-211252	Pumpsil Kit - 19x4,8mm - 1m lang w/TC-NON	700 Serie	720R
33-0913-211253	Pumpsil Kit - 19x4,8mm - 1m lang w/MPC-NON	700 Serie	720R
33-0913-211254	Pumpsil Kit - 19x4,8mm - 1m lang w/Aseptiquik-NON	700 Serie	720R
33-0913-211312	Pumpsil Kit - 3,2x1,6mm - 2,5m lang w/TC-NON	500 Serie	520R
33-0913-211313	Pumpsil Kit - 3,2x1,6mm - 2,5m lang w/MPC-NON	500 Serie	520R
33-0913-211314	Pumpsil Kit - 3,2x1,6mm - 2,5m lang w/Aseptiquik-NON	500 Serie	520R
33-0913-211322	Pumpsil Kit - 6,4x1,6mm - 2,5m lang w/TC-NON	500 Serie	520R
33-0913-211323	Pumpsil Kit - 6,4x1,6mm - 2,5m lang w/MPC-NON	500 Serie	520R
33-0913-211324	Pumpsil Kit - 6,4x1,6mm - 2,5m lang w/Aseptiquik-NON	500 Serie	520R
33-0913-211332	Pumpsil Kit - 9,6x3,2mm - 2,5m lang w/TC-NON	600 Serie	620R
33-0913-211333	Pumpsil Kit - 9,6x3,2mm - 2,5m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0913-211334	Pumpsil Kit - 9,6x3,2mm - 2,5m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0913-211342	Pumpsil Kit - 12,7x3,2mm - 2,5m lang w/TC-NON	600 Serie	620R
33-0913-211343	Pumpsil Kit - 12,7x3,2mm - 2,5m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0913-211344	Pumpsil Kit - 12,7x3,2mm - 2,5m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0913-211352	Pumpsil Kit - 19x4,8mm - 2,5m lang w/TC-NON	700 Serie	720R
33-0913-211353	Pumpsil Kit - 19x4,8mm - 2,5m lang w/MPC-NON	700 Serie	720R
33-0913-211354	Pumpsil Kit - 19x4,8mm - 2,5m lang w/Aseptiquik-NON	700 Serie	720R
33-0913-211432	Pumpsil Kit - 9,6x3,2mm - 5m lang w/TC-NON	600 Serie	620R
33-0913-211433	Pumpsil Kit - 9,6x3,2mm - 5m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0913-211434	Pumpsil Kit - 9,6x3,2mm - 5m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0913-211442	Pumpsil Kit - 12,7x3,2mm - 5m lang w/TC-NON	600 Serie	620R
33-0913-211443	Pumpsil Kit - 12,7x3,2mm - 5m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0913-211444	Pumpsil Kit - 12,7x3,2mm - 5m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0913-211452	Pumpsil Kit - 19x4,8mm - 5m lang w/TC-NON	700 Serie	720R
33-0913-211453	Pumpsil Kit - 19x4,8mm - 5m lang w/MPC-NON	700 Serie	720R
33-0913-211454	Pumpsil Kit - 19x4,8mm - 5m lang w/Aseptiquik-NON	700 Serie	720R
33-0933-211113	Bioprene Kit - 3,2x1,6 mm - 0,3 m lang w/MPC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-0933-211114	Bioprene Kit - 3,2x1,6 mm - 0,3 m lang w/Aseptiquik-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-0933-211122	Bioprene Kit - 6,4x1,6 mm - 0,3 m lang w/TC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-0933-211123	Bioprene Kit - 6,4x1,6 mm - 0,3 m lang w/MPC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-0933-211124	Bioprene Kit - 6,4x1,6 mm - 0,3 m lang w/Aseptiquik-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-0933-211213	Bioprene Kit - 3,2x1,6mm - 1m lang w/MPC-NON	500 Serie	520R
33-0933-211214	Bioprene Kit - 3,2x1,6mm - 1m lang w/Aseptiquik-NON	500 Serie	520R
33-0933-211222	Bioprene Kit - 6,4x1,6mm - 1m lang w/TC-NON	500 Serie	520R
33-0933-211223	Bioprene Kit - 6,4x1,6mm - 1m lang w/MPC-NON	500 Serie	520R
33-0933-211224	Bioprene Kit - 6,4x1,6mm - 1m lang w/Aseptiquik-NON	500 Serie	520R
33-0933-211232	Bioprene Kit - 9,6x3,2mm - 1m lang w/TC-NON	600 Serie	620R
33-0933-211233	Bioprene Kit - 9,6x3,2mm - 1m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0933-211234	Bioprene Kit - 9,6x3,2mm - 1m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0933-211242	Bioprene Kit - 12,7x3,2mm - 1m lang w/TC-NON	600 Serie	620R
33-0933-211243	Bioprene Kit - 12,7x3,2mm - 1m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0933-211244	Bioprene Kit - 12,7x3,2mm - 1m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0933-211252	Bioprene Kit - 19x4,8mm - 1m lang w/TC-NON	700 Serie	720R
33-0933-211253	Bioprene Kit - 19x4,8mm - 1m lang w/MPC-NON	700 Serie	720R
33-0933-211254	Bioprene Kit - 19x4,8mm - 1m lang w/Aseptiquik-NON	700 Serie	720R
33-0933-211313	Bioprene Kit - 3,2x1,6mm - 2,5m lang w/MPC-NON	500 Serie	520R
33-0933-211314	Bioprene Kit - 3,2x1,6mm - 2,5m lang w/Aseptiquik-NON	500 Serie	520R
33-0933-211322	Bioprene Kit - 6,4x1,6mm - 2,5m lang w/TC-NON	500 Serie	520R
33-0933-211323	Bioprene Kit - 6,4x1,6mm - 2,5m lang w/MPC-NON	500 Serie	520R
33-0933-211324	Bioprene Kit - 6,4x1,6mm - 2,5m lang w/Aseptiquik-NON	500 Serie	520R
33-0933-211332	Bioprene Kit - 9,6x3,2mm - 2,5m lang w/TC-NON	600 Serie	620R
33-0933-211333	Bioprene Kit - 9,6x3,2mm - 2,5m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0933-211334	Bioprene Kit - 9,6x3,2mm - 2,5m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0933-211342	Bioprene Kit - 12,7x3,2mm - 2,5m lang w/TC-NON	600 Serie	620R
33-0933-211343	Bioprene Kit - 12,7x3,2mm - 2,5m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0933-211344	Bioprene Kit - 12,7x3,2mm - 2,5m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0933-211352	Bioprene Kit - 19x4,8mm - 2,5m lang w/TC-NON	700 Serie	720R
33-0933-211353	Bioprene Kit - 19x4,8mm - 2,5m lang w/MPC-NON	700 Serie	720R
33-0933-211354	Bioprene Kit - 19x4,8mm - 2,5m lang w/Aseptiquik-NON	700 Serie	720R
33-0933-211432	Bioprene Kit - 9,6x3,2mm - 5m lang w/TC-NON	600 Serie	620R
33-0933-211433	Bioprene Kit - 9,6x3,2mm - 5m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0933-211434	Bioprene Kit - 9,6x3,2mm - 5m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0933-211442	Bioprene Kit - 12,7x3,2mm - 5m lang w/TC-NON	600 Serie	620R
33-0933-211443	Bioprene Kit - 12,7x3,2mm - 5m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0933-211444	Bioprene Kit - 12,7x3,2mm - 5m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0933-211452	Bioprene Kit - 19x4,8mm - 5m lang w/TC-NON	700 Serie	720R
33-0933-211453	Bioprene Kit - 19x4,8mm - 5m lang w/MPC-NON	700 Serie	720R
33-0933-211454	Bioprene Kit - 19x4,8mm - 5m lang w/Aseptiquik-NON	700 Serie	720R
33-0942-211112	Pureweld Kit - 3,2x1,6 mm - 0,3 m lang w/TC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-0942-211113	Pureweld Kit - 3,2x1,6 mm - 0,3 m lang w/MPC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-0942-211114	Pureweld Kit - 3,2x1,6 mm - 0,3 m lang w/Aseptiquik-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-0942-211122	Pureweld Kit - 6,4x1,6 mm - 0,3 m lang w/TC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-0942-211123	Pureweld Kit - 6,4x1,6 mm - 0,3 m lang w/MPC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-0942-211124	Pureweld Kit - 6,4x1,6 mm - 0,3 m lang w/Aseptiquik-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-0942-211212	Pureweld Kit - 3,2x1,6mm - 1m lang w/TC-NON	500 Serie	520R
33-0942-211213	Pureweld Kit - 3,2x1,6mm - 1m lang w/MPC-NON	500 Serie	520R
33-0942-211214	Pureweld Kit - 3,2x1,6mm - 1m lang w/Aseptiquik-NON	500 Serie	520R
33-0942-211222	Pureweld Kit - 6,4x1,6mm - 1m lang w/TC-NON	500 Serie	520R
33-0942-211223	Pureweld Kit - 6,4x1,6mm - 1m lang w/MPC-NON	500 Serie	520R
33-0942-211224	Pureweld Kit - 6,4x1,6mm - 1m lang w/Aseptiquik-NON	500 Serie	520R
33-0942-211232	Pureweld Kit - 9,6x3,2mm - 1m lang w/TC-NON	600 Serie	620R

33-0942-211233	Pureweld Kit - 9,6x3,2mm - 1m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0942-211234	Pureweld Kit - 9,6x3,2mm - 1m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0942-211242	Pureweld Kit - 12,7x3,2mm - 1m lang w/TC-NON	600 Serie	620R
33-0942-211243	Pureweld Kit - 12,7x3,2mm - 1m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0942-211244	Pureweld Kit - 12,7x3,2mm - 1m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0942-211252	Pureweld Kit - 19x4,8mm - 1m lang w/TC-NON	700 Serie	720R
33-0942-211253	Pureweld Kit - 19x4,8mm - 1m lang w/MPC-NON	700 Serie	720R
33-0942-211254	Pureweld Kit - 19x4,8mm - 1m lang w/Aseptiquik-NON	700 Serie	720R
33-0942-211312	Pureweld Kit - 3,2x1,6mm - 2,5m lang w/TC-NON	500 Serie	520R
33-0942-211313	Pureweld Kit - 3,2x1,6mm - 2,5m lang w/MPC-NON	500 Serie	520R
33-0942-211314	Pureweld Kit - 3,2x1,6mm - 2,5m lang w/Aseptiquik-NON	500 Serie	520R
33-0942-211322	Pureweld Kit - 6,4x1,6mm - 2,5m lang w/TC-NON	500 Serie	520R
33-0942-211323	Pureweld Kit - 6,4x1,6mm - 2,5m lang w/MPC-NON	500 Serie	520R
33-0942-211324	Pureweld Kit - 6,4x1,6mm - 2,5m lang w/Aseptiquik-NON	500 Serie	520R
33-0942-211332	Pureweld Kit - 9,6x3,2mm - 2,5m lang w/TC-NON	600 Serie	620R
33-0942-211333	Pureweld Kit - 9,6x3,2mm - 2,5m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0942-211334	Pureweld Kit - 9,6x3,2mm - 2,5m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0942-211342	Pureweld Kit - 12,7x3,2mm - 2,5m lang w/TC-NON	600 Serie	620R
33-0942-211343	Pureweld Kit - 12,7x3,2mm - 2,5m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0942-211344	Pureweld Kit - 12,7x3,2mm - 2,5m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0942-211352	Pureweld Kit - 19x4,8mm - 2,5m lang w/TC-NON	700 Serie	720R
33-0942-211353	Pureweld Kit - 19x4,8mm - 2,5m lang w/MPC-NON	700 Serie	720R
33-0942-211354	Pureweld Kit - 19x4,8mm - 2,5m lang w/Aseptiquik-NON	700 Serie	720R
33-0942-211432	Pureweld Kit - 9,6x3,2mm - 5m lang w/TC-NON	600 Serie	620R
33-0942-211433	Pureweld Kit - 9,6x3,2mm - 5m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0942-211434	Pureweld Kit - 9,6x3,2mm - 5m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0942-211442	Pureweld Kit - 12,7x3,2mm - 5m lang w/TC-NON	600 Serie	620R
33-0942-211443	Pureweld Kit - 12,7x3,2mm - 5m lang w/MPC-NON	600 Serie	620R
33-0942-211444	Pureweld Kit - 12,7x3,2mm - 5m lang w/Aseptiquik-NON	600 Serie	620R
33-0942-211452	Pureweld Kit - 19x4,8mm - 5m lang w/TC-NON	700 Serie	720R
33-0942-211453	Pureweld Kit - 19x4,8mm - 5m lang w/MPC-NON	700 Serie	720R
33-0942-211454	Pureweld Kit - 19x4,8mm - 5m lang w/Aseptiquik-NON	700 Serie	720R
33-BSHP-211214	Braided Hose Kit-3/8" ID-1 m lang-TC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211222	Braided Hose Kit-3/8" ID-1 m lang-Aseptiquik-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211224	Braided Hose Kit-1/2" ID-1m lang-TC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211232	Braided Hose Kit-1/2" ID-1 m lang-TC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211234	Braided Hose Kit-3/4" ID-1 m lang-TC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211242	Braided Hose Kit-3/4" ID-1 m lang-Aseptiquik-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211244	Braided Hose Kit-1" ID-1 m lang-TC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211312	Braided Hose Kit-1" ID-1 m lang-Aseptiquik-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211314	Braided Hose Kit-3/8" ID-2,5 m lang-TC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211322	Braided Hose Kit-3/8" ID-2,5 m lang-Aseptiquik-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211324	Braided Hose Kit-1/2" ID-2,5 m lang-TC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211332	Braided Hose Kit-1/2" ID-2,5 m lang-Aseptiquik-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211334	Braided Hose Kit-3/4" ID-2,5 m lang-TC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211342	Braided Hose Kit-3/4" ID-2,5 m lang-Aseptiquik-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211344	Braided Hose Kit-1" ID-2,5m lang-TC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211412	Braided Hose Kit-1" ID-2,5m lang-Aseptiquik-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211414	Braided Hose Kit-3/8" ID-5 m lang-TC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211422	Braided Hose Kit-3/8" ID-5 m lang-Aseptiquik-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211424	Braided Hose Kit-1/2" ID-5 m lang-TC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211432	Braided Hose Kit-1/2" ID-5 m lang-Aseptiquik-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211434	Braided Hose Kit-3/4" ID-5 m lang-TC-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211442	Braided Hose Kit-3/4" ID-5 m lang-Aseptiquik-NON	Alleen voor transport gebruik	
33-BSHP-211444	Braided Hose Kit-1" ID-5m lang-TC-NON	Alleen voor transport gebruik	

Standaard configuraties zijn ontworpen op basis van de meest gebruikte componenten. Opgesomde assemblages zijn niet bestraald Triclamp koppelingen zijn niet afgedopt en hebben standaard afmeting Detailtekeningen met materiaalijst beschikbaar op aanvraag. Neem voor modificaties betreffende lengte, koppeling maat/type of bestraling contact op met uw plaatselijke Watson-Marlow vertegenwoordiger.

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn. Watson-Marlow Limited kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Watson-Marlow en WMArchitect zijn geregistreerde handelsmerken van Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator en Q-Clamp zijn handelsmerken van BioPure Technology Limited. Tri-Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
01 August 2025