


유체 이송 튜빙 및 호스 세트

WMarchitect
single-use solutions

일회용 유체 이송 어셈블리

특징 및 이점

- 완벽한 추적성
- 선택 가능한 대규모의 구성품 라이브러리
- 요청 시 내부 밸리데이션 프로토콜 및 밸리데이션 가이드 지원
- 처리 시간 단축을 위해 표준 구성 사용 가능
- 표준 어셈블리는 요청 시 방사선 비조사, 조사 및 멸균 어셈블리로 판매
- 개방형 아키텍처 접근 방식을 통한 유연한 통합
- 엔드투엔드 유체 관리 솔루션을 위해 Watson-Marlow 연동 펌프와 함께 사용
- Watson-Marlow의 글로벌 제조 및 공급 네트워크를 통한 보안 제공




기술 사양

	유체 이송 튜빙 및 호스 세트
인증 및 준수	ADCF, ISO 10993, USP Class VI, USP<788>, USP<85>
제조	ISO 14644-1 등급 7, ISO 9001
멸균	방사선 비조사 (요청 시 조사 및 멸균 가능)

구성 재질

	유체 이송 튜빙 및 호스 세트
튜브	SEBS, Silicone, 열가소성 엘라스토머
커넥터 재질	Polysulfone(UDEL 1700), PVDF, 폴리카보네이트(PC), 폴리프로필렌

주문 정보



부품 번호	부품 이름 (설명)	펌프	Pumphead펌프헤드
33-0913-211112	Pumpsil Kit - 3.2x1.6mm - 3m, TC-비밸브	500 시리즈	520R
33-0913-211113	Pumpsil Kit- 3.2x1.6mm- -3m, MPC-비밸브	500 시리즈	520R

33-0913-211114	Pumpsil Kit - 3.2x1.6mm - 3m, Aseptiquik-비벨브	500 시리즈	520R
33-0913-211122	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 3m, TC-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-0913-211123	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 3m, MPC-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-0913-211124	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 3m, Aseptiquik-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-0913-211212	Pumpsil Kit - 3.2x1.6mm - 1m, TC-비벨브	500 시리즈	520R
33-0913-211213	Pumpsil Kit- 3.2x1.6mm- -1m, MPC-비벨브	500 시리즈	520R
33-0913-211214	Pumpsil Kit - 3.2x1.6mm - 1m, Aseptiquik-비벨브	500 시리즈	520R
33-0913-211222	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 1m, TC-비벨브	500 시리즈	520R
33-0913-211223	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 1m, MPC-비벨브	500 시리즈	520R
33-0913-211224	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 1m, Aseptiquik-비벨브	500 시리즈	520R
33-0913-211232	Pumpsil Kit - 9.6x3.2mm - 1m, TC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211233	Pumpsil Kit- 9.6x3.2mm- -1m, MPC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211234	Pumpsil Kit - 9.6x3.2mm - 1m, Aseptiquik-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211242	Pumpsil Kit - 12.7x3.2mm - 1m, TC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211243	Pumpsil Kit- 12.7x3.2mm- -1m, MPC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211244	Pumpsil Kit - 12.7x3.2mm - 1m, Aseptiquik-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211252	Pumpsil Kit - 19x4.8mm - 1m, TC-비벨브	700 시리즈	720R
33-0913-211253	Pumpsil Kit- 19x4.8mm- -1m, MPC-비벨브	700 시리즈	720R
33-0913-211254	Pumpsil Kit - 19x4.8mm - 1m, Aseptiquik-비벨브	700 시리즈	720R
33-0913-211312	Pumpsil Kit - 3.2x1.6mm - 2.5m, TC-비벨브	500 시리즈	520R
33-0913-211313	Pumpsil Kit- 3.2x1.6mm- -2.5m, MPC-비벨브	500 시리즈	520R
33-0913-211314	Pumpsil Kit - 3.2x1.6mm - 2.5m, Aseptiquik-비벨브	500 시리즈	520R
33-0913-211322	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 2.5m, TC-비벨브	500 시리즈	520R
33-0913-211323	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 2.5m, MPC-비벨브	500 시리즈	520R
33-0913-211324	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 2.5m, Aseptiquik-비벨브	500 시리즈	520R
33-0913-211332	Pumpsil Kit - 9.6x3.2mm - 2.5m, TC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211333	Pumpsil Kit- 9.6x3.2mm- -2.5m, MPC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211334	Pumpsil Kit - 9.6x3.2mm - 2.5m, Aseptiquik-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211342	Pumpsil Kit - 12.7x3.2mm - 2.5m, TC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211343	Pumpsil Kit- 12.7x3.2mm- -2.5m, MPC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211344	Pumpsil Kit - 12.7x3.2mm - 2.5m, Aseptiquik-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211352	Pumpsil Kit - 19x4.8mm - 2.5m, TC-비벨브	700 시리즈	720R
33-0913-211353	Pumpsil Kit - 19x4.8mm - 2.5m, MPC-비벨브	700 시리즈	720R
33-0913-211354	Pumpsil Kit - 19x4.8mm - 2.5m, Aseptiquik-비벨브	700 시리즈	720R
33-0913-211432	Pumpsil Kit - 9.6x3.2mm - 5m, TC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211433	Pumpsil Kit - 9.6x3.2mm - 5m, MPC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211434	Pumpsil Kit - 9.6x3.2mm - 5m, Aseptiquik-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211442	Pumpsil Kit - 12.7x3.2mm - 5m, TC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211443	Pumpsil Kit - 12.7x3.2mm - 5m, MPC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211444	Pumpsil Kit - 12.7x3.2mm - 5m, Aseptiquik-비벨브	600 시리즈	620R
33-0913-211452	Pumpsil Kit - 19x4.8mm - 5m, TC-비벨브	700 시리즈	720R
33-0913-211453	Pumpsil Kit - 19x4.8mm - 5m, MPC-비벨브	700 시리즈	720R
33-0913-211454	Pumpsil Kit - 19x4.8mm - 5m, Aseptiquik-비벨브	700 시리즈	720R
33-0933-211113	Bioprene Kit - 3.2x1.6mm - 3m, MPC-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-0933-211114	Bioprene Kit - 3.2x1.6mm - 3m, Aseptiquik-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-0933-211122	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 3m, TC-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-0933-211123	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 3m, MPC-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-0933-211124	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 3m, Aseptiquik-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-0933-211213	Bioprene Kit - 3.2x1.6mm - 1m, MPC-비벨브	500 시리즈	520R
33-0933-211214	Bioprene Kit - 3.2x1.6mm - 1m, Aseptiquik-비벨브	500 시리즈	520R
33-0933-211222	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 1m, TC-비벨브	500 시리즈	520R
33-0933-211223	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 1m, MPC-비벨브	500 시리즈	520R
33-0933-211224	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 1m, Aseptiquik-비벨브	500 시리즈	520R
33-0933-211232	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 1m, TC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0933-211233	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 1m, MPC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0933-211234	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 1m, Aseptiquik-비벨브	600 시리즈	620R
33-0933-211242	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 1m, TC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0933-211243	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 1m, MPC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0933-211244	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 1m, Aseptiquik-비벨브	600 시리즈	620R

33-0933-211252	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 1m, TC-비밸브	700 시리즈	720R
33-0933-211253	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 1m, MPC-비밸브	700 시리즈	720R
33-0933-211254	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 1m, Aseptiquik-비밸브	700 시리즈	720R
33-0933-211313	Bioprene Kit - 3.2x1.6mm - 2.5m, MPC-비밸브	500 시리즈	520R
33-0933-211314	Bioprene Kit - 3.2x1.6mm - 2.5m, Aseptiquik-비밸브	500 시리즈	520R
33-0933-211322	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 2.5m, TC-비밸브	500 시리즈	520R
33-0933-211323	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 2.5m, MPC-비밸브	500 시리즈	520R
33-0933-211324	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 2.5m, Aseptiquik-비밸브	500 시리즈	520R
33-0933-211332	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 2.5m, TC-비밸브	600 시리즈	620R
33-0933-211333	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 2.5m, MPC-비밸브	600 시리즈	620R
33-0933-211334	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 2.5m, Aseptiquik-비밸브	600 시리즈	620R
33-0933-211342	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 2.5m, TC-비밸브	600 시리즈	620R
33-0933-211343	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 2.5m, MPC-비밸브	600 시리즈	620R
33-0933-211344	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 2.5m, Aseptiquik-비밸브	600 시리즈	620R
33-0933-211352	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 2.5m, TC-비밸브	700 시리즈	720R
33-0933-211353	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 2.5m, MPC-비밸브	700 시리즈	720R
33-0933-211354	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 2.5m, Aseptiquik-비밸브	700 시리즈	720R
33-0933-211432	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 5m, TC-비밸브	600 시리즈	620R
33-0933-211433	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 5m, MPC-비밸브	600 시리즈	620R
33-0933-211434	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 5m, Aseptiquik-비밸브	600 시리즈	620R
33-0933-211442	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 5m, TC-비밸브	600 시리즈	620R
33-0933-211443	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 5m, MPC-비밸브	600 시리즈	620R
33-0933-211444	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 5m, Aseptiquik-비밸브	600 시리즈	620R
33-0933-211452	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 5m, TC-비밸브	700 시리즈	720R
33-0933-211453	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 5m, MPC-비밸브	700 시리즈	720R
33-0933-211454	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 5m, Aseptiquik-비밸브	700 시리즈	720R
33-0942-211112	Pureweld Kit - 3.2x1.6mm - 3m, TC-비밸브	이송 용도에만 사용	
33-0942-211113	Pureweld Kit - 3.2x1.6mm - 3m, MPC-비밸브	이송 용도에만 사용	
33-0942-211114	Pureweld Kit - 3.2x1.6mm - 3m, Aseptiquik-비밸브	이송 용도에만 사용	
33-0942-211122	Pureweld Kit - 6.4x1.6mm - 3m, TC-비밸브	이송 용도에만 사용	
33-0942-211123	Pureweld Kit - 6.4x1.6mm - 3m, MPC-비밸브	이송 용도에만 사용	
33-0942-211124	Pureweld Kit - 6.4x1.6mm - 3m, Aseptiquik-비밸브	이송 용도에만 사용	
33-0942-211212	Pureweld Kit - 3.2x1.6mm - 1m, TC-비밸브	500 시리즈	520R
33-0942-211213	Pureweld Kit - 3.2x1.6mm - 1m, MPC-비밸브	500 시리즈	520R
33-0942-211214	Pureweld Kit - 3.2x1.6mm - 1m, Aseptiquik-비밸브	500 시리즈	520R
33-0942-211222	Pureweld Kit - 6.4x1.6mm - 1m, TC-비밸브	500 시리즈	520R
33-0942-211223	Pureweld Kit - 6.4x1.6mm - 1m, MPC-비밸브	500 시리즈	520R
33-0942-211224	Pureweld Kit - 6.4x1.6mm - 1m, Aseptiquik-비밸브	500 시리즈	520R
33-0942-211232	Pureweld Kit - 9.6x3.2mm - 1m, TC-비밸브	600 시리즈	620R
33-0942-211233	Pureweld Kit - 9.6x3.2mm - 1m, MPC-비밸브	600 시리즈	620R
33-0942-211234	Pureweld Kit - 9.6x3.2mm - 1m, Aseptiquik-비밸브	600 시리즈	620R
33-0942-211242	Pureweld Kit - 12.7x3.2mm - 1m, TC-비밸브	600 시리즈	620R
33-0942-211243	Pureweld Kit - 12.7x3.2mm - 1m, MPC-비밸브	600 시리즈	620R
33-0942-211244	Pureweld Kit - 12.7x3.2mm - 1m, Aseptiquik-비밸브	600 시리즈	620R
33-0942-211252	Pureweld Kit - 19x4.8mm - 1m, TC-비밸브	700 시리즈	720R
33-0942-211253	Pureweld Kit - 19x4.8mm - 1m, MPC-비밸브	700 시리즈	720R
33-0942-211254	Pureweld Kit - 19x4.8mm - 1m, Aseptiquik-비밸브	700 시리즈	720R
33-0942-211312	Pureweld Kit - 3.2x1.6mm - 2.5m, TC-비밸브	500 시리즈	520R
33-0942-211313	Pureweld Kit - 3.2x1.6mm - 2.5m, MPC-비밸브	500 시리즈	520R
33-0942-211314	Pureweld Kit - 3.2x1.6mm - 2.5m, Aseptiquik-비밸브	500 시리즈	520R
33-0942-211322	Pureweld Kit - 6.4x1.6mm - 2.5m, TC-비밸브	500 시리즈	520R
33-0942-211323	Pureweld Kit - 6.4x1.6mm - 2.5m, MPC-비밸브	500 시리즈	520R
33-0942-211324	Pureweld Kit - 6.4x1.6mm - 2.5m, Aseptiquik-비밸브	500 시리즈	520R
33-0942-211332	Pureweld Kit - 9.6x3.2mm - 2.5m, TC-비밸브	600 시리즈	620R
33-0942-211333	Pureweld Kit - 9.6x3.2mm - 2.5m, MPC-비밸브	600 시리즈	620R
33-0942-211334	Pureweld Kit - 9.6x3.2mm - 2.5m, Aseptiquik-비밸브	600 시리즈	620R
33-0942-211342	Pureweld Kit - 12.7x3.2mm - 2.5m, TC-비밸브	600 시리즈	620R
33-0942-211343	Pureweld Kit - 12.7x3.2mm - 2.5m, MPC-비밸브	600 시리즈	620R
33-0942-211344	Pureweld Kit - 12.7x3.2mm - 2.5m, Aseptiquik-비밸브	600 시리즈	620R

33-0942-211352	Pureweld Kit - 19x4.8mm - 2.5m, TC-비벨브	700 시리즈	720R
33-0942-211353	Pureweld Kit - 19x4.8mm - 2.5m, MPC-비벨브	700 시리즈	720R
33-0942-211354	Pureweld Kit - 19x4.8mm - 2.5m, Aseptiquik-비벨브	700 시리즈	720R
33-0942-211432	Pureweld Kit - 9.6x3.2mm - 5m, TC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0942-211433	Pureweld Kit - 9.6x3.2mm - 5m, MPC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0942-211434	Pureweld Kit - 9.6x3.2mm - 5m, Aseptiquik-비벨브	600 시리즈	620R
33-0942-211442	Pureweld Kit - 12.7x3.2mm - 5m, TC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0942-211443	Pureweld Kit - 12.7x3.2mm - 5m, MPC-비벨브	600 시리즈	620R
33-0942-211444	Pureweld Kit - 12.7x3.2mm - 5m, Aseptiquik-비벨브	600 시리즈	620R
33-0942-211452	Pureweld Kit - 19x4.8mm - 5m, TC-비벨브	700 시리즈	720R
33-0942-211453	Pureweld Kit - 19x4.8mm - 5m, MPC-비벨브	700 시리즈	720R
33-0942-211454	Pureweld Kit - 19x4.8mm - 5m, Aseptiquik-비벨브	700 시리즈	720R
33-BSHP-211214	Braided Hose Kit - 3/8"ID-1m, TC-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211222	Braided Hose Kit - 3/8"ID-1m, Aseptiquik-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211224	Braided Hose Kit - 1/2"ID-1m, TC-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211232	Braided Hose Kit - 1/2"ID-1m, Aseptiquik-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211234	Braided Hose Kit - 3/4"ID-1m, TC-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211242	Braided Hose Kit - 3/4"ID-1m, Aseptiquik-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211244	Braided Hose Kit - 1"ID-1m, TC-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211312	Braided Hose Kit - 1"ID-1m, Aseptiquik-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211314	Braided Hose Kit - 3/8"ID-2.5m, TC-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211322	Braided Hose Kit - 3/8"ID-2.5m, Aseptiquik-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211324	Braided Hose Kit - 1/2"ID-2.5m, TC-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211332	Braided Hose Kit - 1/2"ID-2.5m, Aseptiquik-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211334	Braided Hose Kit - 3/4"ID-2.5m, TC-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211342	Braided Hose Kit - 3/4"ID-2.5m, Aseptiquik-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211344	Braided Hose Kit - 1"ID-2.5m, TC-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211412	Braided Hose Kit - 1"ID-2.5m, Aseptiquik-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211414	Braided Hose Kit - 3/8"ID-5m, TC-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211422	Braided Hose Kit - 3/8"ID-5m, Aseptiquik-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211424	Braided Hose Kit - 1/2"ID-5m, TC-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211432	Braided Hose Kit - 1/2"ID-5m, Aseptiquik-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211434	Braided Hose Kit - 3/4"ID-5m, TC-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211442	Braided Hose Kit - 3/4"ID-5m, Aseptiquik-비벨브	이송 용도에만 사용	
33-BSHP-211444	Braided Hose Kit - 1"ID-5m, TC-비벨브	이송 용도에만 사용	

가장 많이 사용하는 구성품을 기준으로 표준 구성을 설계하였습니다. 나열된 어셈블리는 비방사선 조사 상태로 제공됩니다. Triclamp는 캡이 없는 표준 사이즈입니다. 요청 시 BOM(bill of materials)가 포함된 세부 도면을 제공합니다. 길이, 피팅 크기/유형 또는 조사 요구 사항에 대한 수정이 필요한 경우 해당 지역의 Watson-Marlow 담당자에게 문의하십시오.

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Limited는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 해당 어플리케이션에서 사용하기 위한 제품 적합성을 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. Watson-Marlow 및 WMArchitect는 Watson-Marlow Limited의 등록 상표입니다. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator 및 Q-Clamp는 BioPure Technology Limited의 상표입니다. Tri-Clamp는 Alfa Laval Corporate AB의 등록 상표입니다.

wmfts.com/global



01 August 2025