

400/M2 pompkop

Pompkoppen uit de 400/M en N serie

**WATSON
MARLOW**
Pumps

Kenmerken en voordelen

- 2 -kanaals compacte pomp ontwerp
- Werkt met slangen met een wanddikte van 1,6 mm en Luer-connectors
- Complete pomp met motor, of alleen als pompkop
- Pompkop verkrijgbaar in PVDF voor een grotere chemische compatibiliteit




400/M2 pompkop prestaties

Opbrengsten (ml/min)		
Slangbinnendiameter (mm)	ml/omw	Max. continue stroom (ml/min)
1,6	0,13	65
2,4	0,26	130
3,2	0,41	200
4,0	0,52	260

400/M

Pressure / suction charts

Santoprene tubing @100rpm



Technische specificaties

	400/M2 pompkop
Aantal kanalen	2
Max. continue opbrengst	260 ml/min
Bedrijfstemperatuurbereiken	-10 °C tot 45 °C (41 °F tot 113 °F)
Type pomp	Paneelmontage
Gewicht	kg (lbs)
Grootte compatibele slangdiameter	1.6, 2.4, 3.2, 4 mm
Compatibele slangwanddikte	1.6 mm

