

유체 이송 - 확장 LoadSure 엘레먼트

wmarchitect
single-use solutions

일회용 유체 이송 어셈블리

특징 및 이점

- 완벽한 추적성
- 선택 가능한 대규모의 구성품 라이브러리
- 요청 시 내부 밸리데이션 프로토콜 및 밸리데이션 가이드 지원
- 처리 시간 단축을 위해 표준 구성 사용 가능
- 표준 어셈블리는 요청 시 방사선 비조사, 조사 및 멸균 어셈블리로 판매
- 개방형 아키텍처 접근 방식을 통한 유연한 통합
- 엔드투엔드 유체 관리 솔루션을 위해 Watson-Marlow 연동 펌프와 함께 사용
- Watson-Marlow의 글로벌 제조 및 공급 네트워크를 통한 보안 제공




기술 사양

	유체 이송 - 확장 LoadSure 엘레먼트
인증 및 준수	ADCF, ISO 10993, USP Class VI, USP<788>, USP<85>
제조	ISO 14644-1 등급 7, ISO 9001
멸균	방사선 비조사 (요청 시 조사 및 멸균 가능)

구성 재질

	유체 이송 - 확장 LoadSure 엘레먼트
튜브	Silicone, 열가소성 엘라스토머
커넥터 재질	Polysulfone(UDEL 1700), PVDF, 폴리카보네이트(PC), 폴리프로필렌

주문 정보



부품 번호	부품 이름 (설명)	펌프	펌프헤드
33-0913-311261	Pumpsil Loadsure : 12.7mm 보어-1m, 개방형-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0913-311262	Pumpsil Loadsure : 12.7mm 보어-1m, TC-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0913-311263	Pumpsil Loadsure : 12.7mm 보어-1m, MPC-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0913-311264	Pumpsil Loadsure : 12.7mm 보어-1m, Aseptiquik-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0913-311281	Pumpsil Loadsure : 19mm 보어-1m, 개방형-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0913-311282	Pumpsil Loadsure : 19mm 보어-1m, TC-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0913-311283	Pumpsil Loadsure : 19mm 보어-1m, MPC-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0913-311284	Pumpsil Loadsure : 19mm 보어-1m, Aseptiquik-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0913-311291	Pumpsil Loadsure : 25.4mm 보어-1m, 개방형-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0913-311292	Pumpsil Loadsure : 25.4mm 보어-1m, TC-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0913-311293	Pumpsil Loadsure : 25.4mm 보어-1m, MPC-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0913-311294	Pumpsil Loadsure : 25.4mm 보어-1m, Aseptiquik-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0933-311281	Bioprene Loadsure : 19mm 보어-1m, 개방형-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0933-311282	Bioprene Loadsure : 19mm 보어-1m, TC-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0933-311283	Bioprene Loadsure : 19mm 보어-1m, MPC-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0933-311284	Bioprene Loadsure : 19mm 보어-1m, Aseptiquik-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0933-311291	Bioprene Loadsure : 25.4mm 보어-1m, 개방형-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0933-311292	Bioprene Loadsure : 25.4mm 보어-1m, TC-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0933-311293	Bioprene Loadsure : 25.4mm 보어-1m, MPC-비밸브	700 시리즈	720RE
33-0933-311294	Bioprene Loadsure : 25.4mm 보어-1m, Aseptiquik-비밸브	700 시리즈	720RE

가장 많이 사용하는 구성품을 기준으로 표준 구성을 설계하였습니다. 나열된 어셈블리는 해당 LoadSure 엘레먼트 양 쪽에 각 1미터씩 연장된 끝단이 있고, 비방사선 조사 상태로 제공됩니다. Triclamp는 캡이 없는 표준 사이즈입니다. 요청 시 BOM(bill of materials)가 포함된 세부 도면을 제공합니다. 길이, 피팅 크기/유형 또는 조사 요구 사항에 대한 수정이 필요한 경우 해당 지역의 Watson-Marlow 담당자에게 문의하십시오.

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Limited는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 해당 어플리케이션에서 사용하기 위한 제품 적합성을 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. Watson-Marlow 및 WMArchitect는 Watson-Marlow Limited의 등록 상표입니다. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator 및 Q-Clamp는 BioPure Technology Limited의 상표입니다. Tri-Clamp는 Alfa Laval Corporate AB의 등록 상표입니다.

wmfts.com/global



01 August 2025