

Transferência de fluidos - Elementos de duplo Y alargados

Conjuntos de transferência de fluidos de utilização única

Recursos e benefícios

- Rastreabilidade total do produto.
- Suporte de protocolos de validação interna e guias de validação disponíveis mediante pedido
- Configurações standard disponíveis para tempos de entrega reduzidos
- Conjuntos standard vendidos sem irradiação, conjuntos irradiados e esterilizados a pedido
- Utilização em combinação com as bombas peristálticas Watson-Marlow para uma solução completa de gestão de fluidos
- Segurança de fornecimento com a rede global de fabrico e fornecimento da Watson-Marlow



Especificações técnicas

	Transferência de fluidos - Elementos de duplo Y alargados
Certificação e conformidade	ADCF, ISO 10993, USP <788>, USP <85>, USP Classe VI
Fabricação	ISO 14644-1 Classe 7, ISO 9001
Esterilidade	Não irradiada (irradiada ou esterilizada a pedido)

Materiais de construção

	Transferência de fluidos - Elementos de duplo Y alargados
Mangueiras	Elastómero termoplástico, Silicone
Material do conector	Polycarbonato (PC), Polipropileno, PVDF

Informações da encomenda



Código do produto	Número de peça (Descrição)	Bomba	Cabeçote
33-0913-111221	Elemento Pumpsil Y: 3,2x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/abertura-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111222	Elemento Pumpsil Y: 3,2x2,4mm -extremidades estendidas de 1m c/TC-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111223	Elemento Pumpsil Y: 3,2x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/MPC-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111224	Elemento Pumpsil Y: 3,2x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111231	Elemento Pumpsil Y: 4,8x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/abertura-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111232	Elemento Pumpsil Y: 4,8x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/TC-NON	Série 500	505L
33-0913-111233	Elemento Pumpsil Y: 4,8x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/MPC-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111234	Elemento Pumpsil Y: 4,8x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111241	Elemento Pumpsil Y: 6,4x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/abertura-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111242	Elemento Pumpsil Y: 6,4x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/TC-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111243	Elemento Pumpsil Y: 6,4x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/MPC-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111244	Elemento Pumpsil Y: 6,4x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111251	Elemento Pumpsil Y: 8,0x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/abertura-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111252	Elemento Pumpsil Y: 8,0x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/TC-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111253	Elemento Pumpsil Y: 8,0x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/MPC-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111254	Elemento Pumpsil Y: 8,0x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111261	Elemento Pumpsil Y: 9,6x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/abertura-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111262	Elemento Pumpsil Y: 9,6x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/TC-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111263	Elemento Pumpsil Y: 9,6x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/MPC-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111264	Elemento Pumpsil Y: 9,6x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	505L
33-0913-111271	Elemento Pumpsil Y: 8x4mm-extremidades estendidas de 1m c/abertura-NÃO	Série 600	620L
33-0913-111272	Elemento Pumpsil Y: 8x4mm-extremidades estendidas de 1m c/TC-NÃO	Série 600	620L
33-0913-111273	Elemento Pumpsil Y: 8x4mm-extremidades estendidas de 1m c/MPC-NÃO	Série 600	620L
33-0913-111274	Elemento Pumpsil Y: 8x4mm-extremidades estendidas de 1m c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620L
33-0933-111221	Elemento Bioprene Y: 3,2x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/abertura-NÃO	Série 500	505L
33-0933-111222	Elemento Bioprene Y: 3,2x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/TC-NÃO	Série 500	505L
33-0933-111223	Elemento Bioprene Y: 3,2x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/MPC-NÃO	Série 500	505L
33-0933-111224	Elemento Bioprene Y: 3,2x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	505L
33-0933-111231	Elemento Bioprene Y: 4,8x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/abertura-NÃO	Série 500	505L
33-0933-111232	Elemento Bioprene Y: 4,8x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/TC-NON	Série 500	505L
33-0933-111233	Elemento Bioprene Y: 4,8x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/MPC-NÃO	Série 500	505L
33-0933-111234	Elemento Bioprene Y: 4,8x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	505L
33-0933-111241	Elemento Bioprene Y: 6,4x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/abertura-NÃO	Série 500	505L
33-0933-111242	Elemento Bioprene Y: 6,4x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/TC-NÃO	Série 500	505L
33-0933-111243	Elemento Bioprene Y: 6,4x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/MPC-NÃO	Série 500	505L
33-0933-111244	Elemento Bioprene Y: 6,4x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	505L
33-0933-111261	Elemento Bioprene Y: 9,6x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/abertura-NÃO	Série 500	505L
33-0933-111262	Elemento Bioprene Y: 9,6x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/TC-NÃO	Série 500	505L
33-0933-111263	Elemento Bioprene Y: 9,6x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/MPC-NÃO	Série 500	505L
33-0933-111264	Elemento Bioprene Y: 9,6x2,4mm-extremidades estendidas de 1m c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	505L
33-0933-111271	Elemento Bioprene Y: 8x4mm-extremidades estendidas de 1m c/abertura-NÃO	Série 600	620L
33-0933-111272	Elemento Bioprene Y: 8x4mm-extremidades estendidas de 1m c/TC-NÃO	Série 600	620L
33-0933-111273	Elemento Bioprene Y: 8x4mm-extremidades estendidas de 1m c/MPC-NÃO	Série 600	620L
33-0933-111274	Elemento Bioprene Y: 8x4mm-extremidades estendidas de 1m c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620L

As configurações standard foram concebidas com base nos componentes mais utilizados. Os conjuntos listados são não irradiados com extremidades estendidas de 1 metro de comprimento em cada lado do elemento Double-Y correspondente. Os acessórios Triclampe não têm tampa e são de tamanho normalizado. Desenhos detalhados com lista de materiais disponíveis mediante pedido. Para quaisquer alterações ao comprimento, tamanho/tipo de encaixe ou requisitos de irradiação, contacte o seu representante local da Watson-Marlow.

Isonção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio É responsabilidade do utilizador garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow e WMArchitect são marcas comerciais registadas da Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator e Q-Clamp são marcas comerciais da BioPure Technology Limited. Tri-Clamp é uma marca registada da Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
01 August 2025