

## Caractéristiques et avantages

- Numéros de lots gravés pour une traçabilité totale
- Innovante poignée de préhension pour garantir un retrait aisé du capuchon
- Compatibles avec la stérilisation en autoclave et gamma irradiation.



## Spécifications techniques

|                                   | BioEndCap                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pression de service max.          | 4 bar (58 psi)                                                                         |
| Plages de températures du liquide | 5 °C à 40 °C (40 °F à 104 °F)                                                          |
| Plages de températures de service | -5 °C à 40 °C (23 °F à 104 °F)                                                         |
| Stabilité en autoclave            | 121 °C 30 minutes                                                                      |
| Stabilité gamma                   | 50 kGy                                                                                 |
| Durée de vie                      | 5 ans                                                                                  |
| Certification et conformité       | ISO 14644-1 classe 7, ISO 9001, ISO10993, Sans teneur d'origine animale, USP Classe VI |
| Taille TC                         | ½-¾ TC - 1-1½ TC pouces                                                                |
| Quantité                          | 10 PCS                                                                                 |

## Matériaux de construction

|         | BioEndCap  |
|---------|------------|
| Matière | PP naturel |

## Codes produit

| Référence pièce | Taille         | Taille de bride | Matière    |
|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| PPEC05000750    | 1/2" - 3/4" TC | 1/2" - 3/4"     | PP naturel |
| PPEC10001500    | 1" - 1 1/2" TC | 1" - 1 1/2"     | PP naturel |

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes, cependant Watson-Marlow Limited décline toute responsabilité pour toute erreur qu'il pourrait comporter, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'application prévue. Watson-Marlow et WMArchitect sont des marques déposées de Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator et Q-Clamp sont des marques commerciales de BioPure Technology Limited. Tri-Clamp est une marque déposée de Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global  
11 July 2025