


Características y ventajas

- Todos los diafragmas de Viton® A están grabados con láser con la fecha de curado y el número de lote, lo que garantiza una trazabilidad completa
- Excelente resistencia química
- No usar con vapor
- No apto para usar con cetonas ni ésteres



Especificaciones técnicas

	Diafragmas de Viton A
Tamaños de la válvula de tanque	0,5", 0,5" Extendido, 1,0", 2,0", 3,0"
Color	Crema
Variante(s) de diafragma	Fuelles, Recto
Tratamiento con parileno	No
Temperatura de operación	-20 °C a 177 °C (-4 °F a 350 °F)
Presión máx. de operación	4.8 barg
Presión máx. de operación	70 psig
Actuadores compatibles	AJS, AKS
Válvulas compatibles	Radial
Tipo de actuador	Manual, Neumático
Agente de curado	BPA
Es necesario un tratamiento al vapor previo a la instalación	No
Vida útil	4 años
Especificación del material	Fluoropolímero elastómero
Normas	ASME BPE, RoHS
Certificación y cumplimiento	ADCF, FDA 21 CFR 177.2600, Sin EEB/EET, USP <87>, USP <88> Clase VI

Materiales de construcción

	Diafragmas de Viton A
Diafragma	Compuesto de caucho sintético, Elastómero fluoropolímero en crema de Viton® A
Piezas de inserción	304 SS

Códigos de productos

Código	Producto
VG05	Diafragma radial extendido de 0,5", crema de Viton A
VT05	Diafragma radial de 0,5", crema de Viton A, recto
VT10	Diafragma radial de 1", crema de Viton A, fuelles
VT20	Diafragma radial de 2", crema de Viton A, fuelles
VT30	Diafragma radial de 3", crema de Viton A, fuelles