

Fördern von Flüssigkeiten - Erweiterte Doppel-Y- Elemente

Single-Use-Assemblies zum Fördern von Flüssigkeiten

Merkmale und Vorteile

- Vollständige Rückverfolgbarkeit der Produkte
- Unterstützung für interne Validierungsprotokolle und Validierungsleitfäden auf Anforderung verfügbar
- Standardkonfigurationen für kürzere Verarbeitungszeiten erhältlich
- Standardassemblies sind unbestrahlt; bestrahlte und sterile Assemblies auf Anfrage
- End-to-End-Lösung für das Fluid-Management in Kombination mit Schlauchpumpen von Watson-Marlow
- Liefersicherheit über das globale Fertigungs- und Liefernetzwerk von Watson-Marlow



Technische Eigenschaften

	Fördern von Flüssigkeiten - Erweiterte Doppel-Y-Elemente
Zertifizierung und Konformität	ADCF, ISO 10993, USP <788>, USP <85>, USP-Klasse VI
Fertigung	ISO 9001, ISO 14644-1 Klasse7
Sterilität	Nicht bestrahlt (bestrahlt oder steril auf Anfrage)

Werkstoffe

	Fördern von Flüssigkeiten - Erweiterte Doppel-Y-Elemente
Schläuche	Silikon, Thermoplastisches Elastomer
Verbinde werkstoff	Polycarbonat (PC), Polypropylen, PVDF



Artikelnummer	Artikelname (Beschreibung)	Pumpe	Pumpen-kopf
33-0913-111221	Pumpsil Y-Element: 3,2x2,4 mm - 1 m, Enden offen - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111222	Pumpsil Y-Element: 3,2x2,4 mm - 1 m, Enden mit TC - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111223	Pumpsil Y-Element: 3,2x2,4 mm - 1 m, Enden mit MPC - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111224	Pumpsil Y-Element: 3,2x2,4 mm - 1 m, Enden mit Aseptik - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111231	Pumpsil Y-Element: 4,8x2,4 mm - 1 m, Enden offen - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111232	Pumpsil Y-Element: 4,8x2,4 mm - 1 m, Enden mit TC - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111233	Pumpsil Y-Element: 4,8x2,4 mm - 1 m, Enden mit MPC - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111234	Pumpsil Y-Element: 4,8x2,4 mm - 1 m, Enden mit Aseptik - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111241	Pumpsil Y-Element: 6,4x2,4 mm - 1 m, Enden offen - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111242	Pumpsil Y-Element: 6,4x2,4 mm - 1 m, Enden mit TC - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111243	Pumpsil Y-Element: 6,4x2,4 mm - 1 m, Enden mit MPC - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111244	Pumpsil Y-Element: 6,4x2,4 mm - 1 m, Enden mit Aseptik - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111251	Pumpsil Y-Element: 8,0x2,4 mm - 1 m, Enden offen - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111252	Pumpsil Y-Element: 8,0x2,4 mm - 1 m, Enden mit TC - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111253	Pumpsil Y-Element: 8,0x2,4 mm - 1 m, Enden mit MPC - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111254	Pumpsil Y-Element: 8,0x2,4 mm - 1 m, Enden mit Aseptik - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111261	Pumpsil Y-Element: 9,6x2,4 mm - 1 m, Enden offen - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111262	Pumpsil Y-Element: 9,6x2,4 mm - 1 m, Enden mit TC - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111263	Pumpsil Y-Element: 9,6x2,4 mm - 1 m, Enden mit MPC - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111264	Pumpsil Y-Element: 9,6x2,4 mm - 1 m, Enden mit Aseptik - NON	Baureihe 500	505L
33-0913-111271	Pumpsil Y-Element: 8x4 mm - 1 m, Enden offen - NON	Baureihe 600	620L
33-0913-111272	Pumpsil Y-Element: 8x4 mm - 1 m, Enden mit TC - NON	Baureihe 600	620L
33-0913-111273	Pumpsil Y-Element: 8x4 mm - 1 m, Enden mit MPC - NON	Baureihe 600	620L
33-0913-111274	Pumpsil Y-Element: 8x4 mm - 1 m, Enden mit Aseptik - NON	Baureihe 600	620L
33-0933-111221	Bioprene Y-Element: 3,2x2,4 mm - 1 m, Enden offen - NON	Baureihe 500	505L
33-0933-111222	Bioprene Y-Element: 3,2x2,4 mm - 1 m, Enden mit TC - NON	Baureihe 500	505L
33-0933-111223	Bioprene Y-Element: 3,2x2,4 mm - 1 m, Enden mit MPC - NON	Baureihe 500	505L
33-0933-111224	Bioprene Y-Element: 3,2x2,4 mm - 1 m, Enden mit Aseptik - NON	Baureihe 500	505L
33-0933-111231	Bioprene Y-Element: 4,8x2,4 mm - 1 m, Enden offen - NON	Baureihe 500	505L
33-0933-111232	Bioprene Y-Element: 4,8x2,4 mm - 1 m, Enden mit TC - NON	Baureihe 500	505L
33-0933-111233	Bioprene Y-Element: 4,8x2,4 mm - 1 m, Enden mit MPC - NON	Baureihe 500	505L
33-0933-111234	Bioprene Y-Element: 4,8x2,4 mm - 1 m, Enden mit Aseptik - NON	Baureihe 500	505L
33-0933-111241	Bioprene Y-Element: 6,4x2,4 mm - 1 m, Enden offen - NON	Baureihe 500	505L
33-0933-111242	Bioprene Y-Element: 6,4x2,4 mm - 1 m, Enden mit TC - NON	Baureihe 500	505L
33-0933-111243	Bioprene Y-Element: 6,4x2,4 mm - 1 m, Enden mit MPC - NON	Baureihe 500	505L
33-0933-111244	Bioprene Y-Element: 6,4x2,4 mm - 1 m, Enden mit Aseptik - NON	Baureihe 500	505L
33-0933-111261	Bioprene Y-Element: 9,6x2,4 mm - 1 m, Enden offen - NON	Baureihe 500	505L
33-0933-111262	Bioprene Y-Element: 9,6x2,4 mm - 1 m, Enden mit TC - NON	Baureihe 500	505L
33-0933-111263	Bioprene Y-Element: 9,6x2,4 mm - 1 m, Enden mit MPC - NON	Baureihe 500	505L
33-0933-111264	Bioprene Y-Element: 9,6x2,4 mm - 1 m, Enden mit Aseptik - NON	Baureihe 500	505L
33-0933-111271	Bioprene Y-Element: 8x4 mm - 1 m, Enden offen - NON	Baureihe 600	620L
33-0933-111272	Bioprene Y-Element: 8x4 mm - 1 m, Enden mit TC - NON	Baureihe 600	620L
33-0933-111273	Bioprene Y-Element: 8x4 mm - 1 m, Enden mit MPC - NON	Baureihe 600	620L
33-0933-111274	Bioprene Y-Element: 8x4 mm - 1 m, Enden mit Aseptik - NON	Baureihe 600	620L

Auf der Grundlage der am häufigsten verwendeten Komponenten wurden Standardkonfigurationen entwickelt. Die aufgeführten Assemblies sind nicht bestrahlt und verfügen über verlängerte Enden von 1 m Länge an beiden Seiten des jeweiligen Doppel-Y-Elements. Tri-Clamp-Armaturen ohne Verschluss in Standardgröße. Ausführliche Zeichnungen mit Stückliste auf Anfrage erhältlich. Für Änderungen von Länge, Armaturengröße/-typ oder Art der Bestrahlung wenden Sie sich an Ihre Watson-Marlow-Vertretung vor Ort.

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Limited übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Produkteneignung für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung sicherzustellen. Watson-Marlow und WMArchitect sind eingetragene Marken von Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube Applikator und Q-Clamp sind Marken von BioPure Technology Limited. Tri-Clamp ist ein eingetragenes Markenzeichen von Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
01 August 2025